


# WinCT-Moisture

Messbeispiel

WinCT-Moisture besteht aus der RSTemp-Software zur Bestimmung der Heiztemperatur und der RSfig-Software für Grafiken.

## 1. Messbeispiel unter Verwendung der RSTemp-Software zur Bestimmung der optimalen Heiztemperatur

Ändert die Heiztemperatur automatisch (nach den von Ihnen eingestellten Anstiegsstufen und Intervallen) innerhalb eines Bereichs von 30 °C – 200 °C. Aus der Veränderungsrate der Feuchtigkeit im Prüfverlauf wird in einer Zeilmessung die optimale Heiztemperatur für die Probe ermittelt.




Soyabohnenmehl

Natriumtartrat-Dihydrat

## 2. Messbeispiel unter Verwendung der RSfig-Grافикsoftware

Kann sowohl bei Veränderung der Heiztemperatur die Feuchtigkeit im Verhältnis zur Zeit anzeigen, als auch die Ergebnisse wiederholter Messungen bei einer bestimmten Temperatur. Aus der Grafik lassen sich der höchstmögliche Heizbereich für die Probe und die schnellste Messzeit ablesen.



Maisstärke

Natriumtartrat-Dihydrat

## Vergleich des MS-70 mit der KF (Karl Fischer)-Methode

### Beispiel einer PET-Kunststoffgranulatmessung

	Durchschnittswert	Reproduzierbarkeit (Standardabweichung)	Durchschnittliche Messzeit	Messbedingungen
MS-70	0,298%	0,0045%	6,8 Min.	Heiztemperatur 180 °C Probe 10g Messungen 5-mal
KF-Methode	0,307%	0,0065%	19,1 Min.	Heiztemperatur 180 °C Probe 0,3g Messungen 5-mal

KF-Methode: eine Art der Wassergehaltsmessung durch chemische Bestimmung. Bei PET-Kunststoff und anderen Materialien kann der MS-70 einen Feuchtegehalt von weniger als 1% messen. Es sind keine besonderen Kenntnisse für die Bedienung des MS-70 erforderlich. Die Messung erfolgt sehr schnell und es wird kein Schadstoff produziert.

## Spezifikationen

Messmethode	MS-70	MX-50	MF-50	ML-50
Max Gewichtskapazität der Probe	71g	51g		
Gewichtsauflösung	0,0001g	0,001g	0,002g	0,005g
Messwertauflösung	0,001% / 0,01% / 0,1%	0,01% / 0,1%	0,05% / 0,1% / 1%	0,1% / 1%
Reproduzierbarkeit (Standardabweichung)	über 1g über 5g	0,05% 0,01%	0,10% 0,02%	0,20% 0,05%
Heiztechnologie	Halogenlampe (konventionelle Ausführung, 400 Watt max. 5000 Stunden)			
Trocknungstemperatur	50-200 °C (1 °C Schritte)			
Anplikationsspeicher	20 Sätze		10 Sätze	5 Sätze
Messprogramme	Standard-Modus/Automatik-Modus/Schnellmodus/Timer-Modus/Manueller Modus			
Messmodus	Wassergehalt (Feucht- oder Trockenbasis) / Trockengehalt / Verhältnis/Gewicht			
Heizmodus	Standard / Schnell / Stufenweise Ansteigend / Linear Ansteigend			
Displaytyp	Großes Vakuumfluoreszenz-Display			
Schnittstelle	RS-232C Standard			
Messdatenspeicher	100	50	30	
Betriebstemperatur	5-40 °C (41-104 °F) weniger als 85% relative Feuchtigkeit			
GLP / GMP / ISO	Verfügbar			
Selbstüberprüfungsfunktion	Standard			
Kommunikationssoftware	WinCT-Moisture Standard	WinCT Standard	—	—
Probenschalen/größe	Ø85mm			
Leistung	AC 100V bis 120V (3A) oder AC 200V bis 240V (1,5A), 50/60 Hz, Ca. 400W			
Abmessungen/Gewicht	215(B) x 320(T) x 173(H) / Ca. 6kg			
Standardzubehör	Probenschalen (20 für MS/MX/MF 10 für ML), Schälengriffe (2 für MS/MX/MF, 1 für ML), Pinzette (für MS/MX/MF), Löffel (für MS/MX/MF), Probe (30g Natriumtartrat-Dihydrat für MS/MX/MF), CD-ROM (WinCT-Moisture für MS/MX, WinCT für MF), Glasfaserfilter (für MS/MX/MF), RS-232C-Kabel (für MS/MX), Display-Abdeckung, Staubschutzabdeckung (für MS/MX/MF), Bedienungsanleitung, Kurzanleitungskarte, Netzkabel, Sicherung			

Spezifikationsänderungen vorbehalten.

## Zubehör

- AD-81218 Kompakter Drucker
- AX-MX-31 Probenschale (Ø85 mm x 100 Stück)
- AX-MX-32-1 Glasfaserfilter (Ø70 mm x 100 Scheiben)
- AX-MX-32-2 Glasfaserfilter (Ø78 mm x 100 Scheiben)
- AX-MX-33 Probe (Natriumtartrat-Dihydrat, 30g x 12 Stück)
- AX-MX-34-120V Halogenlampe für AC100V bis 120V
- AX-MX-34-240V Halogenlampe für AC200V bis 240V
- AX-MX-35 Schälengriff (2 Stück)
- AX-MX-36 Pinzette (2 Stück)
- AX-MX-37 Löffel (2 Stück)
- AX-MX-38 Display-Abdeckung (5 Stück)
- AX-MX-39 Staubschutzabdeckung
- AX-MX-40 RS-232C-Kabel (2m, 25/9-Pins)
- AX-MX-41 Kalibriergewicht (20g, entspricht OIML-Klasse F1)
- AX-MX-42 WinCT-Moisture (CD-ROM, Anwendungssoftware für Windows)
- AX-MX-43 Zertifizierter Temperaturkalibrator (nur für MS/MX)



AD-81218 Kompakter Drucker



...Clearly a Better Value

A&D Company, Limited  
3-23-14 Higashi-Shinjuku, Bunkyo-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN  
Telephone (81)3: 5341-4130 Fax (81)3: 5341-4148  
http://www.aand.jp

A&D ENGINEERING INC.

1550 MacArthur Blvd., Milpitas, CA, 95028 U.S.A.  
Telephone (1)408: 253-2233 Fax (1)408: 283-0719

A&D MERCURY PTY. LTD.

32 Dow Street, Thornbury, South Australia 5031 AUSTRALIA  
Telephone (61)8: 8301-4100 Fax (61)8: 8352-7409


A&D INSTRUMENTS LTD.  
Unit 24/26 Blacklands Way Abingdon Business Park,  
Abingdon, Oxon OX14 1DT United Kingdom  
Telephone (44)1235 555420 Fax (44)1235 555485

< German Sales Office >

Große Straße 15 b 22096 Ahrensburg (GERMANY)  
Telephone (49)041 4102 450000 Fax (49)041 4102 450231

A&D KOREA Limited

Maeheon (Bldg. 8F) 38-2 Yodo-dong, Yungpungdo-gu, Seoul, KOREA  
Telephone (82)2: 790-4101 Fax (82)2: 790-4100




Feuchtebestimmer



...Clearly a Better Value  
A&D Company, Limited  
http://www.aand.jp

\* MSML-400CC-01-011-02703



# Wählen Sie den besten Feuchtigkeitsbestimmer für Ihre Anwendung – Testen Sie mit dem Besten

Feuchtigkeitsbestimmer von A&D  
**MS-70/MX-50/MF-50/ML-50**



**Schnelles und gleichmäßiges Heizen mit Halogenlampe und innovativer SRA-Technologie**  
 Eine konventionelle Halogenlampe und ein einzigartig gestalteter SRA (Secondary Radiation Assist) Filter ermöglichen eine kürzere Messzeit durch schnelles und gleichmäßiges Heizen.

#### Hohe Reproduzierbarkeit

Mit dem Super Hybrid Sensor als Gewichtssensor ist eine äußerst genaue Feuchtegehaltbestimmung möglich, basierend auf der Präzisionswägung selbst kleiner Proben.

#### Messung von niedrigem Feuchtegehalt

MS-70 misst den Feuchtegehalt bei 0,001% Auflösung, dadurch ist es möglich die Feuchte in Proben zu bestimmen, die bisher aufgrund ihres niedrigen Feuchtegehaltes mit der Karl Fischer-Methode gemessen werden mußten. Das erfordert keine besonderen Fachkenntnisse und verursacht keinen Schadstoffabfall.



#### Standard WinCT-Moisture (für MS&MX) für Echtzeitgrafikanzeige

WinCT-Moisture ist eine Software, die dazu dient, während der Messung mit einem angeschlossenen PC die Veränderung des Feuchtegehaltes grafisch anzuzeigen.

#### Natriumtartrat-Dihydrat wird standardmäßig zur Genauigkeitsprüfung mitgeliefert

Natriumtartrat-Dihydrat ist eine chemische Substanz mit einem konstanten Wassergehalt von 15,66%  $\pm 0,1$  und ist daher hervorragend für Genauigkeitsprüfungen geeignet.

#### Kalibrierung der Heizelementtemperatur (für MS&MX)

Mit dem Temperaturkalibrator (optional) können Kalibrierungsergebnisse in dem GLP, GMP und ISO-konformen Format ausgegeben werden.

#### Memory-Funktion

Je nach Probe können bis zu 20 geeignete Messparameter gespeichert und abgerufen werden. Das spart Zeit und verhindert Fehler des Anwenders bei der Eingabe (10 für MF & 5 für ML).

Es können bis zu 100 Messwerte gespeichert und ausgegeben werden (50 für MF & 30 für ML).

#### Fünf Messprogramme

Fünf Messprogramme: Standard-, Automatik-, Schnell-, Timer- und Manueller Modus stehen zur Auswahl.

Standard-Modus: Die Messgenauigkeit muss lediglich auf HI, MID oder LO eingestellt werden.

Automatik-Modus: Beendet die Messung, wenn die Rate, mit der sich der Feuchtegehalt verändert, den eingegebenen Wert unterschreitet.

Schnell-Modus: Begreift mit dem 3-minütigen Erhitzen der Proben bei 200°C ist im Folgenden mit dem Automatik-Modus identisch.

Timer-Modus: Führt die Messung in einer voreingestellten Zeit durch (1-60Min.; in 1Min-Schritten, 60-480Min.; in 5Min-Schritten).

Manueller Modus: Die Messung wird durch Drücken der STOP-Taste beendet (Maximale Heizdauer: 480Min.).

#### Wählbarer Heizmodus

Wählen Sie aus den Heizmodi Standard-, Schnell-, Stufenweise und Linear Ansteigend die geeignetste Methode aus (bei ML sind ausschließlich Standard- und Schnell-Modus verfügbar).

#### Deutliches und leicht ablesbares, großes Vakuumfluoreszenz-Display

Messung, Einstellwert, Veränderungen des Feuchtegehalts, Aktionsstatus, Datennummer und andere wichtige Informationen werden deutlich angezeigt.

#### Einfache Bedienung des Geräts

Durch einen ergonomisch geformten Schaltergriff werden Risiken wie Verbrennungen beim Einsetzen oder Entnehmen einer heißen Probenschale, egal von welcher Seite, verhindert. Ein Flügelgriff ermöglicht einfaches Öffnen und Schließen der Heizelementabdeckung.

#### Niedrige Wartungskosten

Die Halogenlampe kann vom Anwender ausgewechselt werden und verfügt über eine Schutzkammer für einfachere Reinigung (Lampenlebensdauer: 5000 Stunden).




**Sichtfenster zur Heizkontrolle**  
 Der Heizvorgang kann durch ein durchsichtiges Fenster überprüft werden.

**Selbstüberprüfungsfunktion**  
 Neben Temperaturregelung ist eine Detektkontrollfunktion verfügbar.

**Kurzanleitungskarte**  
 Eine praktische Kurzanleitung zum Herausklappen ist am Fuß des Gerätes angebracht.


**Standard RS-232C**  
 Bidirektionale Kommunikation mit einem PC oder direkter Anschluss an einen Drucker.

**GLP, GMP, GCP und ISO-konform mit Datum/Uhrzeit, ID, Kalibrierungsdaten und Prüfprotokollausgaben**  
 Datenausgabe für die Verwaltung der täglichen Protokolle.



## WinCT-Moisture

Mit unserer WinCT-Moisture-Software lassen sich Messdaten problemlos auf Ihrem Computer anzeigen und weiter verarbeiten. Ausserdem ermöglicht es eine effiziente Bestimmung der idealen Heiztemperatur und erhöht dadurch die Präzision der Messergebnisse und verkürzt so die Messzeit.



**Zeigt Feuchtigkeitsratenveränderungen im Messverlauf in einer Grafik an (sFig)**  
 Zeigt Veränderungen der Feuchtigkeitsrate in Echtzeit an.

**Misst die Feuchtigkeitsrate in kürzester Zeit mit hervorragender Genauigkeit**  
 Heißt bei höchster Temperatur, ohne die physikalischen Eigenschaften der Probe zu verändern und liefert Messungen mit höchster Reproduzierbarkeit.

**Bestimmt die geeignetsten Heizbedingungen in kurzer Zeit automatisch (sTemp)**  
 Ändert die in den eingestellten Anstiegsstufen und Intervallen zugeführte Hitze automatisch innerhalb eines Bereichs von 30°C - 200°C. Ideale Heiztemperatur wird aufgrund der Feuchtigkeitsratenveränderung während dieser Zeit in einer Zeitmessung bestimmt (\*Patent angemeldet).

**Zeigt eine Zusammenfassung der Probendaten an**  
 Bietet eine Datenzusammenfassung für die Probe mit den Ergebnissen der Feuchtigkeitsratenveränderung für die Messung des repräsentativen Materials.

**Errechnet Messdatenstatistiken**  
**Speichert die aufgezeichneten Daten als CSV-Datei**

**Ermittelt neben der Feuchtigkeitsrate auch andere Veränderungen an der Probe**  
 Misst kontinuierlich die durch die Heiztemperatur hervorgerufenen Veränderungen an der Masse und erfasst andere Materialveränderungen neben der Feuchtigkeitsrate.