



<p><b>Enste PhysioForm Reha GmbH</b>          Saarlandstraße 91          55411 Bingen          Tel. 06721 42646          Fax 06721 44845          Mail: <a href="mailto:info@enste-reha.de">info@enste-reha.de</a>          Web: <a href="http://www.enste-reha.de">www.enste-reha.de</a></p>	<p><b>Bedienungsanleitung          Gewichtsdecken          (Schwere Decken)          Stand 4/2018</b></p>
---	---

 <p>Gewichtsdecke Mini, Outdoor-Stoff Hawaii</p>	 <p>Gewichtsdecke Gr. 0, Suratec-Nylon-Stoff</p>
---	--

 <p>Gewichtsdecke Gr. 1, Suratec-Nylon-Gewebe blau/terrakotta, mit herausgenommenem Paar Gewichtssäckchen</p>	 <p>Gewichtsdecke Gr. 2 mit Baumwollhülle blau/dunkelblau</p>
---	--

Sehr geehrter Kunde,  
 wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen durch den Kauf einer Gewichtsdecke.  
 Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch.  
 Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Stellen Sie bitte sicher, dass die Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.

Allgemeine Hinweise:  
 Gewichtsdecken sind Hilfsmittel zur Körpererfahrung, Steigerung der Tiefensensibilität durch Einwirkung auf Sensorik und Muskulatur bei der Behandlung von sensorischen Integrations- Störungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems.  
 Positive Ergebnisse können sowohl bei kognitiven als auch cerebral bedingten Behinderungen und Störungen beobachtet werden.

Sicherheitshinweise:  
**Gewichtsdecken dürfen bei Kindern und beeinträchtigten Personen nicht ohne Aufsicht benutzt werden.**  
 Die korrekte Benutzung einer Gewichtsdecke erfordert ein genaues Verständnis und eine sorg- fältige Einarbeitung, damit ausgeschlossen werden kann, dass der Nutzer in eine für ihn unkontrollierbare gefährliche Situation gerät. Eine Gewichtsdecke kann z.B. für eine Person zu schwer sein, sodass Erstickungsgefahr wegen des Gewichtes der Decke besteht, oder es kann zu einer Behinderung der Atemwege kommen wenn eine Person unter die Decke gerät und sich nicht selbständig befreien kann.

Materialbeschaffenheit und Aufbau:

Außenhüllen sind lieferbar entweder aus Suratec-Poylamid-Nylon-Gewebe (extrem robust) oder aus Baumwolle (bei normaler Beanspruchung) oder seit August 2017 auch aus einem strapazierfähigen hochwertigen Polyester-Outdoor-Gewebe (dieses mit dem Siegel Ökotex-Standard 100) je nach Ihrem Bedarf. Alle Außenhüllen kpl. mit Reißverschlüssen zum Herausnehmen der Gewichtssäckchen.

Füllung:

Paarweise angeordnete Gewichtssäckchen, bestehend aus schaumstoffkaschiertem Polyamid-Gewebe, befüllt mit 100 % runden Glaskügelchen von 1 bis 1,3 mm Ø. Die Schaumstoff-Kaschierung der Säckchen dient zur Polsterung, sowie zur Geräuschkämpfung des damit befüllten Granulats.

Wozu und in welchem Zusammenhang werden Gewichtsdecken eingesetzt.

Wie bereits bei den Allgemeinen Hinweisen ausgeführt, soll bei der Anwendung durch gezielte Reizzufuhr die Verarbeitung und Integration von Sinneseindrücken verbessert und damit die Planung und Organisation von adaptivem Verhalten gefördert werden.

Schwere Decken bzw. Gewichtsdecken fanden schon vor Jahren Eingang in die sogenannte Festhaltetherapie u.a. bei der Behandlung von Personen mit autistischen Symptomen. Hierbei geht es um die tiefensensible (propriozeptive) Rückmeldung gekoppelt mit emotionaler Zuwendung.

Bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems wird durch gezielten Einfluss auf die Spastik eine Entspannung der Skelettmuskulatur angestrebt.

Bei solchen und ähnlichen Krankheitsbildern führt der Druck auf den eigenen Körper zu Veränderungen bei der Reizverarbeitung und damit verbunden häufig zu einer positiven Selbstwahrnehmung.

Gewichtsbelastung und Dauer der Behandlung können somit Empfindlichkeit, Reizverarbeitung und Akzeptanz beeinflussen. Bei nächtlicher Anwendung wird oft ein deutlich verbessertes

Durchschlafen beobachtet.

(Filmtipp: „Du gehst nicht allein“ Spannender US-Film, 2010.über Temple Grandin (Festhalte-Therapie).

Reinigung der Außenbezüge:

Zum Waschen der Außenhülle müssen die Gewichtssäckchen wegen Ihres Gewichts (Unwucht in der Waschmaschine) mittels Reißverschluss aus der Außenhülle herausgenommen werden.

Suratec-Nylon-Gewebe: abwaschbar, desinfizierbar und waschbar bis 60 Grad;

Baumwolle waschbar bis 60 Grad; Polyester-Outdoor-Gewebe waschbar bis 60 Grad;

Alle Bezüge Trockner geeignet bei niedriger Temperatureinstellung. Falls die die Gewichtssäckchen gewaschen werden müssen empfehlen wir Handwäsche in handwarmem klarem Wasser.

Veränderungen und unsachgemäßer Gebrauch:

Bitte nehmen Sie keine Veränderungen an den Gewichtsdecken vor.

Verwenden Sie das Produkt nur zum oben genannten Zwecken.

Wir übernehmen keine Garantie bei eigenmächtige Veränderungen und unsachgemäße Anwendungen.

Garantie:

1. Produkt-Mängel sind spätestens innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen, sonst gilt die Ware als angenommen. Die Wochenfrist beginnt mit Empfang der Ware.

2. Transportschäden/Schadensmeldungen sind uns und dem Spediteur (vom Fahrer schriftlich bestätigt) sofort zu melden.

3. Für sachgemäße Ausführung übernehmen wir eine Gewähr für alle innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung nachweislich durch Werkstoff- oder Herstellungsfehler schadhaft oder unbrauchbar gewordene Teile, die sodann nach unserer Wahl unentgeltlich ersetzt oder ausgebessert werden.

3. Durch Änderungen- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung vornimmt, wird die Gewährleistung aufgehoben.

4. Ausgeschlossen aus der Mängelhaftung sind alle einer natürlichen Abnutzung unterworfenen Teile, sowie die Folgen übermäßiger oder unsachgemäßer Beanspruchung.

5. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur, wenn wir die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung ablehnen oder unzumutbar verzögern.

6. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter, insbesondere Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, bestehen nicht.