




# S-Monovette®

## Wichtige Information zur Handhabung

### Hinweis zum Füllvolumen




Mischungsverhältnis von 1:10 beeinflusst unmittelbar das Analyseergebnis und **muss eingehalten werden!**



Nennvolumen **muss eingehalten werden**, da sonst die erhöhte Fluoridkonzentration zu Hämolyse führt!




Füllvolumen sollte **mindestens 80%** betragen gemäß ISO 6710 (1,2-2,0 mg EDTA/ml Blut!)



Citrat Fluorid

Nennvolumen **muss eingehalten werden**, da das Mischungsverhältnis auf Grund der Flüssigpräparierung das Analyseergebnis beeinflusst!




Mischungsverhältnis von 1:5 beeinflusst unmittelbar das Analyseergebnis und **muss eingehalten werden!**



Mischungsverhältnis nicht wichtig, jedoch sollte das **Volumen ausreichend für die Anforderungen** sein, da sonst eine zweite S-Monovette® erforderlich wird!


### Hinweis: Sorgfältig über Kopf schwenken




**S-Monovetten unmittelbar nach der Blutentnahme sorgfältig über Kopf schwenken!**




EDTA



Citrat 1:10




Fluorid/  
Citrat-  
Fluorid




BSG

### Hinweis zur Lagerung



Die S-Monovetten Serum und Serum-Gel müssen während der Gerinnungsphase (die ersten 30 min. nach der Blutentnahme) **unbedingt stehend gelagert werden**, da es sonst nach Zentrifugation nicht zu einer sauberen Trennschicht, sondern zu einer „Wurstbildung“ kommt.

### Barcode-Etikettierung





richtig

falsch


# S-Monovette®

## Important Information for Use


### Filling Volume



The mixing ratio of 1:10 has a direct influence on the analysis results and **must be observed!**



The nominal volume **must be observed** as an increase in the fluoride concentration leads to haemolysis!





The **minimum** filling volume should be **80%** in accordance with ISO 6710 (1.2 - 2.0 mg EDTA/ml blood)!



**Citrate Fluoride**

The nominal volume **must be observed** as the mixing ratio, due to the liquid preparation, has a direct influence on the analysis results!




The mixing ratio of 1:5 has a direct influence on the analysis results and **must be observed!**



While the mixing ratio is not significant, sufficient **volume should be available to process the requested analyses.** Otherwise, a second S-Monovette® will be required!


### Caution: Invert thoroughly




**Thoroughly invert S-Monovettes immediately after blood collection!**




EDTA



Citrate 1:10




Fluoride/  
Citrate  
Fluoride




ESR

### Storage



It is **important** that the Serum and Serum-Gel S-Monovettes are **stored in an upright position** during coagulation (i.e. the first 30 min. after blood collection) to enable a physical separating layer and to prevent irregular and obtrusive clot formation after centrifugation.

### Barcode Labeling



SARSTEDT AG & Co. KG  
P.O. Box 12 20  
D-51582 Nümbrecht  
Phone +49 2293 305-0  
Fax +49 2293 305-3992  
export@sarstedt.com  
www.sarstedt.com