



Gebrauchs- und Pflegeanleitung Senso® Balance Kissen 2er-Set

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Senso® Balance Kissen 2er-Sets.

Mit diesem Produkt haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in Germany“ entschieden!

Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert, enthält keine Schwermetalle und besteht aus 100% recyclingfähigem Kunststoff.

Dieses Gerät vervollständigt die Produktfamilie Senso® Balance. Neu ist der verbesserte Kontakt zum Boden. Die Luftfüllung und die speziellen Senso-Noppen stellen eine ideale Anregung der propriozeptiven Sinne dar und eignen sich besonders gut für sämtliche Gang- und Trittübungen. Ideal zur Wahrnehmungsschulung im Kinder- und Jugendbereich aber auch als Ergänzung im Erwachsenenbereich.

Warnhinweise:

- Direkte Sonneneinstrahlung bzw. Lagerung in der Nähe von Wärmequellen vermeiden, da sich sonst das Senso Balance Kissen 2er-Set verformen kann.
- Kontakt mit scharfen und spitzen Gegenständen (z. B. Glassplitter / spitze Steine in Schuhsohlen) vermeiden, da diese das Senso Balance Kissen 2er-Set beschädigen können. Das Gerät nicht werfen!
- Entweder mit Sportschuhen oder barfuß auf dem Senso Balance Kissen 2er-Set trainieren.
- Vor jeder Benutzung des Senso Balance Kissen 2er-Set sollten dieses auf eventuelle Beschädigungen untersucht werden, da ansonsten kein sicherer Umgang mit dem Produkt gewährleistet ist.
- Das Senso Balance Kissen 2er-Set muss auf einer waagrechten, stabilen und trockenen Bodenfläche stehen, damit sichergestellt ist, dass das Senso Balance Kissen 2er-Set während der Übungen nicht seitlich wegrutschen kann.

Kleine Gerätekunde:

Jedes Kissen des Senso Balance Kissen 2er-Sets ist aus hochwertigem Ruton mit Nadelventil hergestellt.

Maße: ca. 16 cm Ø bzw. ca. 20 cm Ø

Belastbarkeit: ca. 150 kg

Pflege:

Zum Reinigen des Senso Balance Kissen 2er-Set können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das Material an. Das Senso Balance Kissen 2er-Set ist wasserfest.

Aufpumpen:

Falls gewünscht kann die Luftfüllung des Senso Balance Kissen 2er-Set mit Hilfe einer handelsüblichen Nadelpumpe (z.B. Ballpumpe) reguliert werden. Dazu ist das Senso Balance Kissen 2er-Set mit einem Nadelventil ausgestattet. Nehmen Sie Veränderungen am Innendruck des Senso Balance Kissen 2er-Set (Aufblasen oder Entlüften) nur vor, wenn das Senso Balance Kissen 2er-Set auf Raumtemperatur erwärmt ist und geben Sie nur so viel Luft dazu, dass die Oberfläche des Senso Balance Kissen 2er-Set max. eben ist. Feuchten Sie stets die Nadel der Pumpe vor dem vorsichtigen Einführen in das Nadelventil an.





User manual Senso® Balance set of 2 16 cm and 20 cm diameter

Congratulations!

You are now the owner of a Senso® Balance set of 2, a product “made in Germany”.

This sports tool was produced in compliance with valid EU norms, it contains no heavy metals and is made of 100% recyclable plastic.

This tool is completing the Senso® Balance product family. A new feature is the improved contact with the ground. The air filling and the special Senso® knobs ensure an ideal stimulation of the proprioceptive senses and are especially suitable for all stepping and walking exercises. Ideal for perceptual training of children as well as adults.

Warning

- Avoid storage in direct sunlight or near heat sources, because otherwise the Senso Balance set of 2 might deform
- Avoid contact with sharp and pointed objects (e.g. broken glass, pointed rocks in shoe soles) because they can damage the Senso Balance set of 2. Do not throw the set!
- Use sport shoes, regular shoes or be barefoot while training on the Senso Balance set
- Prior to any use, the Senso Balance set should be checked for damage because otherwise a safe handling is not guaranteed
- The Senso Balance set has to rest on a horizontal, stable and dry ground, to make sure, that the set cannot slide away during the exercises.

Equipment details:

Each piece of the SensoBalance set is made of high-grade Rulon with a needle valve.

Size: 16 cm Ø, ca. 20 cm Ø

Load: 150 kg

Care:

Use mild standard detergents and disinfectants. Dissolvers as well as acidic or corrosive cleansers can harm the material. The SensoBalance set is waterproof.

How to inflate:

The air filling of the SensoBalance Set can be regulated by using a standard needle pump (e.g. ball pump) Therefore the Senso Balance Set is equipped with a needle valve.

Please perform changes to the air pressure inside the Senso Balance Set (inflation or bleeding) only, when the Senso Balance has room temperature and add at the most as much air, as is necessary to make the surface level. Always moisten the needle before carefully inserting it into the valve.

