


# FFP2 FISH

## GEBRAUCHSANWEISUNG / FITTING INSTRUCTIONS

①



**DE-**Nehmen Sie die Maske in die Hände, wobei die Nasenklammer nach oben zeigt.

**EN-**Cup the mask in your hands with the nose clip facing up.

②



**DE-**Positionieren Sie die Maske unter Ihrem Kinn und ziehen Sie die Bänder hinter Ihre Ohren.

**EN-**Position the mask under your chin and pull the straps behind your ears.

③



**DE-**Setzen Sie zwei Finger auf die Mitte der Nasenklammer. Passen Sie den Clip an die Form Ihrer Nase an. Die Formung mit nur einem Finger kann zu einer schlechten Abdichtung der Maske führen.

Bevor Sie einen kontaminierten Bereich betreten, müssen Sie die Abdichtung der Maske testen.

a) Decken Sie die Vorderseite der Maske mit beiden Händen ab, wobei Sie die Maske nicht bewegen dürfen.

b) Scharf ausatmen und einatmen. Wenn um die Nase herum Luft austritt, den Nasenclip wie in Schritt 3 beschrieben nachjustieren. Wenn an den Maskenrändern Luft austritt, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, bis die Maske richtig sitzt.

c) Wenn keine Luft austritt, ist die Maske zum Tragen bereit.

**EN-**Place two fingers on the middle of the nose clip. Mould the clip to the shape of your nose. Moulding with only one finger may lead to a bad seal of the mask.

Before entering a contaminated area, you must test the seal of the mask.


a) Cover the front of the mask with both hands, while avoiding to move the mask.

b) Sharply exhale and inhale. If air leaks around the nose, readjust the nose clip as described in step 3. If air leaks from the mask edges, repeat steps 1 to 3 until the mask fits properly.

c) If no air leaks, the mask is ready to be worn.

# FFP2

①



1. Place the mask over the nose and mouth, under the chin with the nose facing upwards.

1. Coloque la máscara sobre la nariz y la boca, debajo de la barbilla con la nariz mirando hacia arriba.

1. Posizionare la maschera sopra il naso e la bocca, sotto il mento con il naso rivolto verso l'alto.

1. Legen Sie die Maske über Nase und Mund unter das Kinn mit der Nase nach oben.

②



2. Bring the strands behind the ears.

2. Trae las hebras detrás de las orejas.

2. Porta i fili dietro le orecchie.

2. Bringen Sie die Strähnen hinter die Ohren.

③



3. Using the fingertips, push the nosepiece from the outside to the inside to adhere it to the nasal septum. During this trial phase of the mask the user may be faced with less oxygen flow.

3. Con las yemas de los dedos, empuje el revólver desde el exterior hacia el interior para adherirlo al tabique nasal. Durante esta fase de prueba de la máscara, el usuario puede enfrentarse con menos flujo de oxígeno.

3. Usando la punta delle dita, spingere il nasello dall'esterno verso l'interno per aderirlo al setto nasale. Durante questa fase di prova della maschera, l'utente può essere affrontato con meno flusso di ossigeno.

3. Drücken Sie das Nasenstück mit den Fingerspitzen von außen nach innen, um es an der Nasenscheidewand zu befestigen. Während dieser Testphase der Maske kann der Benutzer mit einem geringeren Sauerstofffluss konfrontiert werden.

④



4. Before entering the work area, do several breathing movements to check the mask for leaks or drafts.

4. Antes de entrar en el área de trabajo, haga varios movimientos de respiración para verificar si la máscara tiene fugas o corrientes de aire.

4. Prima di entrare nell'area di lavoro, eseguire diversi movimenti respiratori per controllare la maschera per perdite o correnti d'aria.

4. Führen Sie vor dem Betreten des Arbeitsbereichs mehrere Atembewegungen durch, um die Maske auf Undichtigkeiten oder Zugluft zu überprüfen.

⑤



5. If there are no air leaks or leak inlets, you can continue to enter the contaminated area with the mask.

5. Si no hay fugas de aire o fugas en lets, puede continuar ingresando al área contaminada con la máscara

5. Se non ci sono perdite d'aria o perdite in lets, è possibile continuare a entrare nell'area contaminata con la maschera

5. Wenn keine Luftlecks oder Leckeinlässe vorhanden sind, können Sie den kontaminierten Bereich weiterhin mit der Maske betreten.