

# miro-plast/steril transparent

steriler, transparenter Wundschnellverband



miro-plast/steril transparent ist ein steriler, transparenter Wundschnellverband. Das Trägermaterial ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber beschichtet. Idealer Sitz auch bei Gelenkwunden aufgrund der hohen Flexibilität des PU-Films und der rundum klebenden Auflage. Der wasserabweisende PU-Film schützt die Wunde vor Feuchtigkeit und ermöglicht es dem Patienten zu duschen. Aufgrund des „Wave-Cut“ ist das Schutzpapier sehr leicht ablösbar. Um ein einfaches und sicheres Aufbringen zu gewährleisten sind die Schutzfolien in der Reihenfolge nummeriert, in der sie zu entfernen sind.

**Anwendungsgebiet:**

- zur postoperativen Wundversorgung
- bei steriler Versorgung von Wunden

**Bestellinformationen:**

Abmessung	Art-N°	PZN	Kompresse	VE
ca. 5,0 x 7,2cm	16011	04721788	ca. 2,5 x 3,5cm	100 St.
ca. 10,0 x 10,0cm	16013	04721794	ca. 4,5 x 5cm	50 St.
ca. 10,0 x 15,0cm	16014	04721802	ca. 4,5 x 10cm	50 St.

**Materialzusammensetzung:**

Trägermaterial: 100% Polyurethanfolie  
 Kleber: Polyacrylatkleber, hautfreundlich  
 Kompresse: Viskose, Terylen (Polyesterfasern)  
 Polyesternetz, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

**Lagerung:**

First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	entfällt
<b>Sterilisation:</b>	Ethylenoxid
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE - Kennzeichnung:</b>	0481
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.1000
<b>Haltbarkeit:</b>	5 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	Is
<b>Anhang:</b>	V, RI 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	4
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja