


## miro-stripe sensitive

Injektionspflaster von der Rolle



miro-stripe sensitive ist ein fertig konfektioniertes Injektionspflaster auf silikonbeschichteter Schutzfolie aufgebracht. Das anschmiegsame, sehr weiche Trägermaterial aus non-woven Vlies ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber beschichtet. Die einzelnen Injektionspflaster lassen sich leicht von der Schutzfolie abziehen. Durch die Perforation der Schutzfolie lässt sich das einzelne Pflaster auf Wunsch auch mitsamt der Folie von der Rolle abreißen.

### Anwendungsgebiete:

- bei leichten Verletzungen wie Schürfwunden oder oberflächigen Schnittwunden
- zur Versorgung nach der Blutentnahme

### Bestellinformationen:

Abmessung	Art-N°	PZN	VE
20 x 40mm	17303	07125874	250 St.

### Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: Non-woven Vlies  
 Wundkomresse: Viskose, Netz aus Polypropylen und Polyethylen, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden  
 Kleber: hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber  
 Schutzfolie: einseitig mit Silikon beschichtet

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung.  
 Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung.  
 Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	entfällt
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE-Kennzeichnung :</b>	<b>CE</b>
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.1000
<b>Haltbarkeit:</b>	3 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	4
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja

**miro Verbandstoffe GmbH**  
 In den Wiesen 3  
 D-51674 Wiehl  
 Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0  
 Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48  
 info@miro-verbandstoffe.de  
 www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.