



## Kälte-Sofort-Kompresse

- Soforthilfe bei Prellungen & Verstauchungen
- sekundenschnell gebrauchsfertig
- ideal für zu Hause & unterwegs
- gleichmäßige Kälteabgabe

### Hinweis:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nur zum Einmalgebrauch — nicht wieder einfrieren. Zwischen aktivierte Kompresse und Haut immer ein Tuch legen. Nicht den äußeren Beutel beschädigen. Bei Kontakt des Inhalts mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Nicht bei sensorisch beeinträchtigten Patienten verwenden. Die Sofort-Kompresse für Kinder unzugänglich aufbewahren. Anwendung bei Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.

### Anwendungsbeispiele:

- wird innerhalb weniger Sekunden durch Zusammendrücken aktiviert und kühlt zur Erstversorgung
- innenliegende Blase durch Druck zum Platzen bringen - Kompresse kräftig schütteln - in ein Tuch wickeln und anwenden
- die Kälte-Sofort-Kompresse für den Einmalgebrauch wirkt abschwellend und schmerzlindernd unter anderem bei Prellungen, Verstauchungen, Schwellungen, Blutergüssen, Insektenstichen und Zahnschmerzen



Kälte-Sofort-Kompresse



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

| Produkt                | Maße         | VE | Hersteller-<br>Nummer | Bestell-<br>Nummer |
|------------------------|--------------|----|-----------------------|--------------------|
| Kälte-Sofort-Kompresse | 150 x 130 mm |    | 99228                 | 6499228            |