

## miro-phleb

Schaumstoffbinde



miro-phleb wird zur Polsterung unter lymphologischen und phlebologischen Kompressionsverbänden verwendet um eine gleichmäßige Druckverteilung zu gewährleisten. Zudem verhindert die Binde das Verrutschen des Kompressionsverbandes und gleicht kleinere Wickelfehler (z.B. Einschnürungen) aus. miro-phleb ist luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, waschbar und dampfsterilisierbar.

### Anwendungsgebiete:

- Zur Polsterung unter lymphologischen und phlebologischen Kompressionsverbänden
- als Polsterung unter Tapeverbänden und synthetischen Stützverbänden

### Bestellinformationen:

Breite x Stärke (cm)	Art-N°	PZN	VE
10 x 0,4	72810	11636273	1 St.
10 x 0,4	72910	nicht gelistet	10 St. (lose im Karton)
15 x 0,4	72915	12340847	10 St. (lose im Karton)

(Länge ca. 2,5m )

### Materialzusammensetzung:

100% Polyurethanschaum

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Den Artikel keinem direkten Licht aussetzen, da sich das Material verfärben kann.

<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	60°C
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	<b>CE</b>
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.9050
<b>Haltbarkeit:</b>	5 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	1
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	nein

**miro Verbandstoffe GmbH**  
In den Wiesen 3  
D-51674 Wiehl  
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0  
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48  
info@miro-verbandstoffe.de  
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.