



Produkt: SALVEQUICK WUNDREINIGER,
NACHFÜLLPACKUNG
Referenzcode: 3227



1. Allgemeine Beschreibung

Sterilisierte Beutel, die mit flüssigem Wundreiniger getränkte Non-woven-Tücher enthalten. Die Tücher sind einzeln in beschichtete Folie eingeschweißt, wodurch Flüssigkeitsaustritt verhindert und Sterilität garantiert wird. Die Beutel sind in einer Nachfüllpackung verpackt, die für einen Salvequick Wound Cleanser Dispenser (Wundreinigerspender) vorgesehen ist.

2. Vorgesehene Anwendung

Die Wundreiniger sind zur mechanischen Reinigung kleinerer Wunden vorgesehen, wenn kein sauberes Leitungswasser verfügbar ist.

3. Technische Beschreibung

<i>Produktabmessungen</i>	<i>(L x B x H) mm</i>	<i>Material</i>	
Tuch:	120 x 110	Tuch:	Weißes Non-woven-Tuch (Norafin)
Beutel	60 x 58	Beutel	Papier/Aluminium/Surlyn
		(Folie):	
Verpackung:	60 x 60 x 151	Flüssigkeit:	Physiologische Kochsalzlösung

4. Sterilisation

Sterilisationsverfahren: Bestrahlung

5. Zusammensetzung

<i>Verbraucherverpackung</i>			<i>Transportverpackung</i>	
<u>Ref#</u>	<u>Produkt/Material</u>	<u>St.</u>	Anzahl	
3239	Wundreinigerbeutel	40	Verbraucherverpackungen pro Transportverpackung	10
			Abmessungen (L x B x H) cm:	33 x 14 x 16
			Gewicht (kg):	1,9

6. Kennzeichnung

Auf dem Produkt/auf der Verbraucherverpackung

Kontaktinformationen von Cederroth, Produktname, Referenzcode, Chargennr., Haltbarkeitsdatum, EAN-Code. Nicht mehrfach verwenden, CE 0413, Steril

Auf der Transportverpackung

Kontaktinformationen von Cederroth, Produktname, Referenzcode, Chargennr., Haltbarkeitsdatum, EAN-Code, Menge.



7. Lagerungsbedingungen

Für maximalen Schutz sollte das Produkt bis zum Zeitpunkt des Gebrauchs in der Originalverpackung gelagert werden.

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum

Genehmigung: