

Technisches Datenblatt

Augenspray DropEx, 150 ml FD

Best.-Nr.:	177 002
Produkt-Bezeichnung:	EKASTU-Augenspray DropEx, FD
Angewandte Norm:	DIN EN 15154-4
Verwendung:	Durch den sanften und dennoch effektiven Sprühnebel lassen sich unangenehm empfundene Verschmutzungen, durch weiche Fremdkörper, Feinstäube oder wasserbasierte Aerosole, entfernen. Einzusetzen zur Säuberung und Befeuchtung der Augen und Augenpartie. Ideal zum Mitführen und zur Platzierung in entsprechenden Arbeitsbereichen geeignet.
Beschreibung:	Das EKASTU-Augenspray wird gemäß DIN EN 15154-4 hergestellt und stellt ein Medizinprodukt der Klasse I, gemäß Verordnung (EU) 2017/745 (MDR), dar.
Materialien:	Die verwendeten Werkstoffe sind hautverträglich und haben deshalb keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Flasche: Polyethylenterephthalat (PET) Mini-Trigger: Polypropylen Innenschlauch: Polypropylen
Gewicht:	ca. 185 g
Kennzeichnung:	Markenzeichen des Herstellers (LOGO) Hersteller/-adresse Produkt-Bezeichnung Bestellnummer (REF) gültige Norm Informationsbroschüre des Herstellers beachten LOT-Nr. Ende der Lagerfähigkeit (MM/YYYY) CE-Kennzeichnung Lagerbedingungen
Handhabung:	Augenspray erst unmittelbar vor Gebrauch in Betrieb nehmen.
Bereithaltung:	Vor Sonneneinstrahlung, Chemikalieneinwirkung, Hitze und Kälte schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten. Das Augenspray ist in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle zu unterziehen.
Warnhinweis:	Informationsbroschüre des Herstellers beachten!
Verwenderhinweise:	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen in der Praxis abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie die Augenspülflasche ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften z.B. DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“.

TD 177002 01-12.21