



## Station d'urgence oculaire

- dans un coffret mural antipoussière en mousse rigide
- flacon de 200 ml avec solution tampon phosphate neutre (4,9 %)
- flacon de 500 ml avec solution saline stérile (0,9 %)
- l'oeillère permettant de maintenir l'oeil ouvert lors de l'utilisation du flacon
- selon la norme DIN 12930
- stérile et hygiénique
- pictogramme avec des instructions d'utilisation sur le clapet extérieur
- avec miroir à l'intérieur
- une réutilisation du flacon abîmé est exclue grâce au scellage
- durée de conservation de 3 ans sans entretien
- utilisation aisée et facile pour prodiguer les premiers secours

**indication:** les solutions de lavage oculaire sont des produits à usage unique, les flacons abîmés sont à jeter vu qu'ils ne sont plus stériles


- pour le marché: D / A / L / CH

### Exemples d'utilisation:

- pour un lavage des corps étrangers dans l'oeil (poussière, saletés, échardes de bois et de métal etc.)
- convient également pour les acides et les alcalis



Station d'urgence oculaire



Station d'urgence oculaire, exemple d'utilisation

Produit	Contenu	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Station d'urgence oculaire	solution tampon phosphate 200 ml , solution saline 500 ml		P-44010 00	62350040