



Wandhalterung mit 2 Augenspülflaschen,
Bestell-Nr. 137-641-J0

Wichtig: Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspülflaschen während des Spülvorgangs leicht drücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder -verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.

Augen-Notfallstation mit Wandhalterung

- zur schnellen Spülung bei Verletzungen an den Augen, um bleibende Schäden zu vermeiden
- Wandhalterung mit Augenspülflasche, Piktogrammen, die die Anwendung zeigen, und integriertem Spiegel
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- spezieller Augenaufsatz, der hilft, die Augen offen zu halten
- ergonomisch geformte Augenschale
- ideal für die ständige Bereithaltung von Spülflüssigkeit für die Erstversorgung an besonders gefährdeten Arbeitsplätzen
- Augenspülflaschen wahlweise mit Kochsalzlösung oder pH-neutraler Phosphatpufferlösung
- Spülzeiten Typ Mono: 200-ml-Flasche: ca. 2 Minuten, 500-ml-Flasche: ca. 5 Minuten; Typ Duo: 500-ml-Flasche: ca. 2 Minuten je Auge, 1000-ml-Flasche: ca. 5 Minuten je Auge



Wandhalterung mit 1 Augenspülflasche, ohne Spiegel, Bestell-Nr. 123-482-J0

Wandhalterung mit 1 Augenspülflasche, Bestell-Nr. 188-945-J0

Wandhalterung mit 2 Augenspülflaschen, Bestell-Nr. 188-944-J0

Typ	Mono	Duo	Mono	Mono	Duo
Version Augenspüllösung	Wandstation	Wandstation	Wandstation	Wandstation	Wandstation
Anzahl Augenspülflaschen	1	1	2	2	2
Anzahl Augenaufsätze	1	2	1	1	2
Spüllösung	Kochsalzlösung	Kochsalzlösung	Kochsalzlösung	pH-neutral + Kochsalzlösung	pH-neutral + Kochsalzlösung
Inhalt [ml]	500	1000	2 x 500	200 / 500	500 / 1000
Bestellnummer	123-482-J0	188-945-J0	137-641-J0	145-544-J0	188-944-J0



Wandhalterung mit 2 Augenspülflaschen,
Bestell-Nr. 145-544-J0

Unser AUGEN-NOTFALLPLAN zeigt Ihnen leicht und übersichtlich, wie die Augenspülung bei unterschiedlichen Schmutz- und Schadstoffeinwirkungen erfolgen sollte.			
Schmutz- und Schadstoffeinwirkung	Empfohlene Spülung	Empfohlene Spülzeit	Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung
Mechanische Schäden z. B. durch Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Augenspüllösung*	Augen ausspülen, bis Schmutzstoffe oder Fremdkörper herausgespült bzw. entfernt sind	Augenspüllösung*
Säureschäden	„pH-neutral“**	Augen ca. 2 Minuten ausspülen	Augenspüllösung*
Alkalische Schäden	„pH-neutral“**	Augen ca. 2 Minuten ausspülen	Augenspüllösung*
Sonstige Schäden durch z.B. Lösemittel oder Öle	Augenspüllösung*	bis das unangenehme Gefühl nicht mehrspürbar ist	Augenspüllösung*

* Augenspüllösung enthält eine 0,9 % Kochsalzlösung, die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht.
** pH-neutral enthält eine 4,9 % Phosphatlösung und wird insbesondere zur effektiven Neutralisierung von Säuren und Alkali eingesetzt.