



## Compresse froide instantanée

Effet rafraîchissant rapide idéal pour le sport, les loisirs et les déplacements - à usage unique !

- compresse de refroidissement à usage unique pour une aide rapide en cas d'accidents et de blessures sans plaies ouvertes
- aide immédiate en cas de contusions et d'entorses
- utilisable en quelques secondes
- idéal pour la maison et en déplacement
- diffusion régulière du froid
- la compresse peut être jetée avec les déchets ménagers normaux

### Remarque :

Pour usage externe uniquement. À usage unique uniquement - ne pas recongeler. Toujours placer un linge entre la compresse activée et la peau.

Ne pas endommager le sachet extérieur. En cas de contact du contenu avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Ne pas utiliser chez les patients souffrant de troubles sensoriels. Conserver la compresse instantanée hors de portée des enfants. Utilisation chez les enfants uniquement sous la surveillance d'un adulte.

### Exemples d'utilisation :

- s'active en quelques secondes en la comprimant et refroidit pour les premiers soins
- faire éclater la poche à l'intérieur en appuyant dessus - secouer vigoureusement la compresse - l'envelopper dans un linge et l'appliquer
- la compresse froide immédiate à usage unique a un effet décongestionnant et analgésique, entre autres en cas de claquages, contusions, entorses, gonflements
- efficace également en cas d'hématomes, de piqûres d'insectes et de maux de dents



Compresse froide instantanée



Visuel de référence: présente le produit en utilisation

Produit	Dimensions	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Compresse froide instantanée	228 x 152 mm		10110	53600105