

- Augenspülung

 gut verträglich

 sterile Kochsiz-Lösung (0,9 %)

 reduzert die Anzahl allergischer Partikel im Auge
- speziell geformte Augenmuschel hält das Auge offen
- durch Versiegelung der Flasche ist das Wiederbenutzen einer angebrochenen Flasche ausgeschlossen

Hinweis: Augenspülungen sind Einwegprodukte, angebrochene Flaschen sind zu entsorgen, da diese nicht mehr steril sind

• Für den Markt: D / A / L / CH

Anwendungsbeispiele:

- zum Ausspülen von Verunreinigungen im Auge (Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplitter etc.)



Augenspülung

Produit	Contenu	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Augenspülung	500 ml		P-44011 00	62350041