

HARTMANN



Hilft. Pflegt. Schützt.

Effektivität. Neu definiert.



Zetuvit® Plus Silicone & Zetuvit® Plus Silicone Border

+ Vielseitig & effektiv

+ An den Bedürfnissen
der Patientinnen /
Patienten orientiert



Ab sofort
verfügbar: Das neue
Zetuvit
Plus Silicone!

12,5 cm x 12,5 cm
5 in x 5 in
10 Stk/Pk/Pz

Die Herausforderungen der Wundversorgung.



Wunde

- Stagnierende Wundheilung
- Mazeration der Wundumgebung
- Zuverlässigkeit der Wundauflagen (z.B. Duschfestigkeit, Haftung)

Patientin / Patient

- Fehlende Adhärenz
- Sinkende Lebensqualität, z.B. durch auslaufendes Exsudat

Pflege

- Anteilnahme der Patientinnen und Patienten an der Therapie
- Knappheit der Ressourcen
- Zeitaufwand für die Behandlung

Das Wund-Balance-Kontinuum.

Mit Vertrauen Wundheilung erreichen.



Das Wund-Balance Kontinuum ist ein neuer, ganzheitlicher Ansatz, der von einem internationalen Expertengremium entwickelt wurde. Er hat das Ziel, die **Komplexität der Wundversorgung** zu verringern und die **Lebensqualität** von Patientinnen und Patienten zu verbessern.¹ Neben der eigentlichen Wundversorgung stehen auch **Aspekte rund um die Patientinnen und Patienten** sowie die **behandelnden Fachkräfte und Ihre Situation** im Fokus:

Wunde in Balance

- Abbau der Hemmnisse für die Wundheilung
- Das Wund-Mikroklima balancieren
- Optimal abgestimmte Wundaufgaben einsetzen

Patientinnen & Patienten in Balance

- Individuelle Bedürfnisse und Erwartungen verstehen
- Therapieergebnis und Therapieerfahrung verbessern
- Behandelte in ihre Therapie einbeziehen um die Adhärenz zu fördern


Pflege in Balance

- Die Bedürfnisse medizinischer Fachkräfte berücksichtigen
- Knappe Ressourcen und die verfügbare Zeit effektiv einsetzen
- Den Fokus auf die Themen legen, die wirklich wichtig sind





Für das Management der Wund-Balance entwickelt.



Wasserdichte und atmungsaktive Folie

Grüne wasserabweisende Schutzschicht

Weicher Saugkern mit Superabsorber (SAP)

Hydrophile Schicht für eine verbesserte Exsudataufnahme

Wundkontaktgitter & Haftrand mit atraumatischer Silikonbeschichtung

**Einfach in der Auswahl.
Einfach in der Anwendung.**

Zetuvit® Plus Silicone Border ist eine einfach anzuwendende, weiche **Silikon-SAP-Wundauflage**, die zur Versorgung einer Vielzahl von Wunden geeignet ist:



Verbessern Sie die Bedingungen für die Wundheilung mit Zetuvit® Plus Silicone Border.



Balanciert das Wund-Mikroklima

- Bietet ein **besseres Exsudatmanagement** als **vergleichbare Silikon-Schaumverbände**.
- Erhält ein feuchtes Wundmilieu.
- Bietet eine hohe Atmungsaktivität (MVTR).



Reduziert wundheilungshemmende Faktoren

- Bindet Bakterien wirkstofffrei.
- Bindet Matrix-Metalloproteasen MMP **effektiver** als **vergleichbare Silikon-Schaumverbände**.



Schützt die Wunde

- Die Silikonbeschichtung bietet eine Balance aus Haftung und atraumatischer Entfernung.
- Bietet einen komfortablen Polstereffekt.
- Verhindert das Eindringen von Viren und Bakterien.



reddot winner 2024

Ausgezeichnetes Design

Ausgezeichnet mit dem Red Dot Award 2024





Ein Herz für Patientinnen und Patienten.

Reduziert das Risiko

für auslaufendes Exsudat und schlechte Gerüche.

Haftet zuverlässig

für bis zu 7 Tage und unter der Dusche.

Bietet Komfort

während der gesamten Tragezeit und lässt sich nahezu schmerzfrei wechseln.



Lebensqualität messen

Kostenloser Download des wissenschaftlich validierten Wund-QoL-Fragebogens:





Effektive Versorgung. Neu definiert.



Einfach vielseitig

durch eine Vielzahl an Größen und Formen – geeignet für eine Vielzahl an Indikationen.

Einfach effektiv

durch die Verbesserung der Voraussetzungen für Wundheilung mittels eines ausbalancierten Wundmilieus und einer Reduktion heilungshemmender Faktoren wie MMPs.

Einfach in der Anwendung

durch ein durchdachtes Produktdesign: Beispiele sind der anwenderfreundliche Haftrand, der beim Anlegen eine Repositionierung zulässt und nicht auf sich selbst haftet oder eine Verpackung, die sich auch mit Handschuhen gut öffnen lässt.




Fortbildungen von Experten für Experten

Der HARTMANN-Campus bietet ein umfangreiches Schulungsangebot von den Grundlagen in Hygiene und Wundversorgung bis zur ICW®-zertifizierten Ausbildung.

Sind Sie bereit für eine neue Generation von Wundauflage?

Eine gute Wahl:

Hohe Qualität -
hergestellt in
Frankreich



Produkt	Größe (cm)	Innenmaß (cm)	Packungsinhalt	PZN	Artikelnummer
Zetuvit® Plus Silicone Border	8 x 8 cm	3,5 x 3,5 cm	10 Stück	17278656	413 900
	10 x 10 cm	5 x 5 cm	10 Stück	17278662	413 901
	12,5 x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	10 Stück	17278679	413 902
	15 x 15 cm	9,5 x 9,5 cm	10 Stück	17278685	413 903
	16 x 26 cm	10,5 x 20,5 cm	10 Stück	17278691	413 904
	17,5 x 17,5 cm	11,5 x 11,5 cm	10 Stück	18203519	413 924
	20 x 20 cm	14,5 x 14,5 cm	10 Stück	17278716	413 905
	13 x 15,5 cm oval	7,5 x 10 cm	10 Stück	17278745	413 908
	12 x 23 cm oval	10,5 x 20,5 cm	10 Stück	17278774	413 909
	18 x 18 cm sacral	12,6 x 12,6 cm	10 Stück	17278745	413 906
	23 x 23 cm sacral	17,6 x 17,6 cm	10 Stück	17278739	413 907
	25 x 25 cm heel / Ferse	18,6 x 17,2 cm	10 Stück	17278780	413 911
Zetuvit® Plus Silicone	8 x 8 cm	6,6 x 6,6 cm	10 Stück	18222014	413 811
	12,5 x 12,5 cm	11,1 x 11,1 cm	10 Stück	18222020	413 812
	20 x 20 cm	18,6 x 16,6 cm	10 Stück	18222066	413 814
	10 x 20 cm	8,6 x 18,6 cm	10 Stück	18222037	413 813
	20 x 25 cm	18,6 x 23,6 cm	10 Stück	18222072	413 815

NEU

Die Wundauflagen der Zetuvit®-Plus-Silicone-Familie sind in der Klinik unter der Marke Respororb Silicone verfügbar.

HARTMANN



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
89522 Heidenheim, Deutschland
www.hartmann.info

1 Wounds International (2023) Wound Balance: achieving wound healing with confidence. Wounds International, London. Zum Download verfügbar unter www.linkforwoundhealing.com