



## DOLOMITE MELODY



MELODY

- ... Standard-Rollator aus Stahlrohr
- ... Neues wartungsfreies Bremssystem – kabellos
- ... Steht in zusammengeklapptem Zustand
- ... Sicherer Faltmechanismus in 2 Stufen
  - Stufe 1: Rollator steht sicher
  - Stufe 2: Rollator kann platzsparend transportiert werden
- ... Drei Sitzhöhen lieferbar
- ... Geringes Gewicht
- ... Ergonomische Handgriffe in der Höhe und/oder im Winkel stufenlos auf die Bedürfnisse des Nutzers einstellbar
- ... Sicherheitsbremse lässt sich ganz einfach feststellen
- ... Breiter, tiefer Sitz und Rückengurt für bequemes, sicheres Sitzen
- ... Durch hochklappbaren Sitz viel Beinfreiheit und optische Kontrolle des Bewegungsablaufes beim Gehen
- ... Klappsperre verhindert ungewolltes Zusammenklappen wenn der Rollator am Griff angehoben wird (z.B. beim Überwinden von Bordsteinen)
- ... Pannensichere Bereifung
- ... Hohe Belastbarkeit



MELODY zusammengeklappt

NEU!



MELODY HP

## DOLOMITE MELODY HP

Zusätzlich beim MELODY HP:

- ... Spezial-Rollator für Schlaganfallpatienten
- ... Spezialhandgriff aus weichem Schaumstoff für die beeinträchtigte Körperseite: kann in der Höhe und/oder im Winkel individuell angepasst werden
- ... Multifunktionshandgriff mit Einhandbremse für die aktive Körperseite
- ... Einhandbremse ermöglicht gleichzeitiges Bremsen bzw. Feststellen beider Hinterräder mit minimalem Kraftaufwand

Bestellnummern	DOLOMITE MELODY L	DOLOMITE MELODY M	DOLOMITE MELODY S	DOLOMITE MELODY L HP
Rollator mit SL II-Bereifung	12010-42-23	12012-42-23	12014-42-23	
Rollator mit SL II-Bereifung, HP-Handgriff links, Einhandbremse rechts				12010-42-23HPL
Rollator mit SL II-Bereifung, HP-Handgriff rechts, Einhandbremse links				12010-42-23HPR
Rollator mit SL II-Bereifung, Einhandbremse links				
Rollator mit SL II-Bereifung, Einhandbremse rechts				
Hilfsmittelverzeichnisnummern				
Rollator	10.50.04.1123	10.50.04.1122	10.50.04.1121	10.50.04.1123
HP-Handgriff				10.99.99.4002
Einhandbremse				10.99.99.4001
<b>Abmessungen</b>				
Sitzbreite (A)	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
Sitztiefe (B)	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Sitzhöhe (C)	610 mm	530 mm	480 mm	610 mm
Gesamtbreite (D)	615 mm	615 mm	550 mm	615 mm
Gesamttiefe (E)	695 mm	655 mm	635 mm	695 mm
Gesamthöhe (F)	785-985 mm	705-905 mm	660-810 mm	785-985 mm
Breite zwischen den Handgriffen (G)	455-465 mm	455-465 mm	390-400 mm	455-465 mm
Handgriffhöhe (F)	785-985 mm	705-905 mm	660-810 mm	785-985 mm
Abstand zwischen den Hinterrädern (H)	540 mm	535 mm	470 mm	540 mm
Ø Räder	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
<b>Weiteres</b>				
Gewicht	7,4 kg	7,2 kg	7,0 kg	7,4 kg
Belastbarkeit	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg
Farbe	rubinrot	rubinrot	rubinrot	rubinrot

Zur Serienausstattung des MELODY HP gehören Korb, Tablett und Klappsperr. Zum MELODY und MELODY mit Einhandbremse auch der Rückengurt.



**DOLOMITE MELODY mit Einhandbremse**

Zusätzlich beim MELODY mit Einhandbremse:



- ... Einhandbremse ermöglicht gleichzeitiges Bremsen bzw. Feststellen beider Hinterräder mit minimalem Kraftaufwand

**NEU!**



MELODY mit Einhandbremse

DOLOMITE MELODY M HP	DOLOMITE MELODY L mit Einhandbremse	DOLOMITE MELODY M mit Einhandbremse
I2012-42-23HPL		
I2012-42-23HPR		
	I2010-42-23L	I2012-42-23L
	I2010-42-23R	I2012-42-23R
10.50.04.1122	10.50.04.1123	10.50.04.1122
10.99.99.4002		
10.99.99.4001	10.99.99.4001	10.99.99.4001
435 mm	435 mm	435 mm
220 mm	220 mm	220 mm
530 mm	610 mm	530 mm
615 mm	615 mm	615 mm
655 mm	695 mm	655 mm
705-905 mm	785-985 mm	705-905 mm
455-465 mm	455-465 mm	455-465 mm
705-905 mm	785-985 mm	705-905 mm
535 mm	540 mm	535 mm
200 mm	200 mm	200 mm
7,2 kg	7,4 kg	7,2 kg
135 kg	135 kg	135 kg
rubinrot	rubinrot	rubinrot





#### Schleppbremse

ermöglicht eine stufenlose Voreinstellung der Bremswirkung.

HMV-Nummer: 10.99.99.4999

**12543-R/L** für MELODY



#### Stufenhilfe

erleichtert das Überwinden von Bordsteinen.

Fuß auf die Auftrittsfläche stellen und den Rollator anheben. Für rechts- oder linksseitige Montage.

**12563** für MELODY



#### Radschutz


verhindert, dass Kleidungsstücke beschmutzt werden oder sich in der Bremse verfangen.

Lieferung paarweise.  
**12544** für MELODY

NEU!

NEU!

NEU!



#### Stock- und Gehstützenhalter

erleichtert die Mitnahme von Unterarmstützen und Gehstöcken.

HMV-Nummer: 10.99.99.4999

**12606** für MELODY



#### Sauerstoffflaschenhalter

wird am Rahmen des Rollators befestigt. Durch das verstellbare Gurtsystem können alle gängigen Sauerstoffflaschen fixiert werden.

HMV-Nummer: 10.99.99.4999

**12683** für MELODY

NEU!

**AQUATEC**

**AQUATEC** GmbH

Alemannenstraße 10

88316 Isny

Telefon: 07562/700-0

Telefax: 07562/700-69

Internet: [www.aquatec.de](http://www.aquatec.de)

e-mail: [info@aquatec.de](mailto:info@aquatec.de)