



## SWITCH 2.0 COMFORT

Funktionell und Überzeugend in der täglichen Anwendung.

Abgeleitet aus den Ansprüchen von ERKA an ein modernes Blutdruckmessgerät und in enger Zusammenarbeit mit Medizinern weltweit, hat ERKA als Pionier der Blutdruckmessung den ERKA SWITCH 2.0 Comfort entwickelt. Überragend in Qualität und Präzision, komfortabel in Funktion und Handling, überzeugend in Effizienz und Nutzen sowie verantwortungsvoll im Umgang mit ökologischen Ressourcen - der Standard, von ERKA modern definiert!

### WARUM SIND DIE MANUELLEN ERKA BLUTDRUCKMESSGERÄTE SEIT JAHRZEHNEN DIE REFERENZ IN PRÄZISION UND LANGLEBIGKEIT?

Für den mitunter hektischen Klinikalltag haben wir unsere Modelle in Anlehnung an international anerkannte Standards wie ANSI/AAMI SP 10 stoßfest konstruiert. Das garantiert eine maximale Lebensdauer auch bei täglicher Anwendung!

### WARUM MESSEN DIE ERKA BLUTDRUCKMESSGERÄTE SO GENAU?

Die speziell entwickelte Kupfer-Beryllium Membrane garantiert in Zusammenspiel mit dem filigranen mechanischen Messwerk konstant präzise Messwerte über den gesamten Lebenszyklus.

### WIE LANGE HÄLT EIN MANUELLES ERKA BLUTDRUCKMESSGERÄT?

Die von ERKA entwickelte Membranen schonende Zwei-Schlauch-Technologie garantiert eine maximale Lebensdauer auch bei täglicher Anwendung! In nicht seltenen Fällen sogar ein gesamtes Berufsleben lang.

### WIE KANN ICH SICHERSTELLEN, DASS MEIN PATIENT KEINE DERMATOLOGISCHE REAKTION AUF EINE BLUTDRUCKMESSUNG ZEIGT?

Alle ERKA Blutdruckmessgeräte können mit ERKA GREEN CUFF Blutdruckmanschetten verwendet werden. Diese tragen aufgrund ihrer einzigartigen Oberfläche das Prädikat BIOKOMPATIBEL und sind daher besonders hautverträglich.

### WIE KANN DIE GEFAHR EINER INFEKTION FÜR PATIENT UND MEDIZINER MINIMIERT WERDEN?

Der sicherste Schutz vor Infektionen beim Blutdruckmessen ist die Verwendung von Einmal Manschetten. Wir bieten Ihnen hier ein umfassendes Sortiment. Der konsequente Verzicht von PVC und DEHP in unseren Produkten sowie eine optimale Lieferkette verbinden Ökologie und Effizienz in optimaler Art und Weise zu verantwortlichem Handeln.

### WELCHE ALTERNATIVE BIETET ERKA ZUR EINMAL MANSCHETTE?

Alle wiederverwendbaren ERKA GREEN CUFF Blutdruckmanschetten lassen sich wegen ihrer einzigartigen Oberfläche und Materialität besonders gründlich und schnell desinfizieren.

### WARUM IST BLUTDRUCKMESSEN MIT ERKA BLUTDRUCKMESSGERÄTEN SO ANGENEHM?

Der ergonomische, extra flache Aufbau unserer Blutdruckmessgeräte kombiniert mit der gewichtsreduzierten Bauweise macht das Blutdruckmessen im medizinischen Alltag sehr komfortabel für den Nutzer. Alles wurde optimiert, damit Sie spielend mit einer Hand das Gerät und mit der anderen das Stethoskop bedienen können.

### WARUM SIND MIT DEN ERKA BLUTDRUCKMESSGERÄTEN SO PRÄZISE MESSUNGEN MÖGLICH?

Die manuelle Blutdruckmessung ist in ihrer Genauigkeit immer abhängig von der Profession des Messenden. ERKA unterstützt Sie hierbei mit einem besonders feinfühligem Ablassventil für eine unerreichte Sensitivität bei der Blutdruckmessung.

### KANN ICH DEN GEMESSENEN WERT FEHLERFREI ABLESEN?

Verschiedene wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Ableser- und Dokumentationsfehler die Qualität der Blutdruckmessung negativ beeinflussen. Deshalb haben wir die Skalen unserer Blutdruckmessgeräte optimal ablesbar gestaltet und bieten diese in verschiedenen Größen an. Darüber hinaus wurden Zeigergeometrie und Skalendesign perfekt aufeinander abgestimmt.

### WARUM IST DIE RICHTIGE GRÖSSE DER MANSCHETTE SO WICHTIG?

Das Undercuffing bzw. Overcuffing, also eine zu klein bzw. zu groß gewählte Manschette bezogen auf den Oberarmumfang, kann zu einer Verzerrung der Messwerte um bis zu 30mmHg führen. Durch deutlich auf der Manschette angebrachte Größenmerkmale erkennen Sie bei jedem Patienten sofort, ob Sie die richtige Größe gewählt haben.

### WIE KANN ICH SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT DIE MANSCHETTE WECHSELN?

Unsere Blutdruckmessgeräte und Manschetten aus der SMART Serie verfügen über einen Schnellverschluss, der das Wechseln der Manschette in Sekunden ermöglicht. Bereits beim Kauf eines Blutdruckmessgerätes aus der SMART Serie können Sie aus einer Auswahl an Manschettensets wählen, um für jeden Patienten die richtige Manschette parat zu haben.

### WELCHE PRODUKTE SIND TEIL DER SMART SERIE?

ERKAMETER EERKAMETER E flexERKAMETER 125 PROKobold 48 SMARTSWITCH 2.0 SMART

### ABLASS

Das sensitive Schraubablassventil ermöglicht dem Anwender perfektes Messen.

### INNOVATIV

Das Gerät erfüllt die Anforderungen zum Einsatz in einem MR-Raum und ist stoßfest. Durch das innovative Design kann das Gerät mit einer Bewegung von einem Rechts- zu einem Linkshänder-Gerät umgestaltet werden.

### MANSCHETTEN

Die Auswahl der ERKA Green Cuff Manschetten ist lückenlos. Für maximale Hygiene ist das Gerät auch mit Einmalmanschetten erhältlich.

### MEMBRAN

Die Verwendung einer speziell gehärteten Kupfer-Beryllium-Membrane sorgt für Langlebigkeit bei konstant hoher Präzision des Messinstruments.

### MESSDOSE

Das sekundenschnelle Wechseln der Messdose direkt vor Ort durch den Anwender spart Zeit und schont Ressourcen.

| Switch 2.0 Comfort                | Größe   | Bestellnummer |
|-----------------------------------|---------|---------------|
| mit GreenCuff Superb Rapid , grau | Größe 4 | 293.20493.    |
| mit GreenCuff Superb Rapid , grau | Größe 5 | 293.24493.    |
| mit GreenCuff Superb Rapid , grau | Größe 3 | 293.26493.    |
| mit GreenCuff Superb Rapid , grau | Größe 2 | 293.27493.    |
| mit GreenCuff Superb Rapid , grau | Größe 1 | 293.28493.    |
| mit GreenCuff Superb Rapid , grau | Größe 6 | 293.29493.    |

| Zubehör                                   | Größe | Bestellnummer |
|---|-------|---------------|
| Manschette: Green Cuff Superb Rapid, grau | 1     | 025.28493     |
| Manschette: Green Cuff Superb Rapid, grau | 2     | 025.27493     |
| Manschette: Green Cuff Superb Rapid, grau | 3     | 025.26493     |
| Manschette: Green Cuff Superb Rapid, grau | 4     | 025.20493     |
| Manschette: Green Cuff Superb Rapid, grau | 5     | 025.24493     |
| Manschette: Green Cuff Superb Rapid, grau | 6     | 025.29493     |
| Manschette: Green Cuff Superb Haken, grau | 3     | 025.26293     |
| Manschette: Green Cuff Superb Haken, grau | 4     | 025.20293     |
| Manschette: Green Cuff Superb Haken, grau | 5     | 025.24293     |

Ersatzteile

Gebälseball grau

000.20900

Impressum

ERKA.  
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Im Farchet 15  
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München  
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:  
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0  
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39  
eMail: [made@erka.org](mailto:made@erka.org)  
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:  
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

