



Bande de gaze, élastique

- respirant
- particulièrement élastique
- emballage hygiénique
- sans latex

Remarque:

Poser une compresse sur la plaie, enrouler plusieurs fois la bande de gaze pour bien couvrir la compresse, couper à la longueur souhaitée et fixer avec un sparadrap.

Exemples d'utilisation:

- convient pour de petites plaies et pour la fixation de compresses
- si utilisé comme pansement compressif, peut contribuer à stopper les saignements
- la bande de gaze est particulièrement élastique et peut donc être utilisée sans problème sur des parties du corps mobiles



Bande de gaze, élastique



Visuel de référence: Montre le produit en utilisation

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Bande de gaze	élastique	60 mm x 4,0 m	blanc		99021	6499021