



Mullbinde, elastisch

- atmungsaktiv
- besonders elastisch
- hygienisch verpackt
- latexfrei

Hinweis:

Einen Wundverband auf die Verletzung legen, leicht überlappend mehrfach mit der Mullbinde umwickeln, auf die gewünschte Länge zuschneiden und mit einem Heftpflaster fixieren.

Anwendungsbeispiele:

- eignet sich zur zuverlässigen Versorgung kleinerer Wunden und zum Fixieren von Wundauflagen
- kann in der Anwendung als Druckverband eine effektive Heilung der Blutung unterstützen
- durch das besonders elastische Mullbinden-Gewebe ist eine Anwendung an beweglichen Körperstellen problemlos möglich



Mullbinde, elastisch

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Mullbinde	elastisch	60 mm x 4,0 m	weiß		99021	6499021