

Gebrauchsanweisung

Reinigungstücher

1. Produktname

Reinigungstuch

2. Kurze Beschreibung

Das Reinigungstuch besteht aus Vlies und enthält pures Wasser, Kaliumsorbat, Natrium Benzoate, Essigsäure und Glycerol. **Es enthält keine sterilisierenden Mittel und darf nicht zum Desinfizieren verwendet werden.** Geeignet zum Reinigen intakter Haut bei üblichen Verschmutzungen, verunreinigten Wasser oder ähnlichem. Bitte nicht zum Reinigen von Wunden verwenden. Kontakt zu Augen, Nase und Mund vermeiden.

3. Verwendungsbereich

Zum Reinigen intakter Haut bei Kontakt mit üblichen Verschmutzungen, verunreinigten Wasser oder ähnlichem.

4. Modell und Spezifikationen

Siehe Produktlabel

5. Kontraindikation

Bei Kontaktallergie gegen Vlies, bitte nicht verwenden

6. Sterilisation

Das Produkt ist nicht steril

7. Vorsichtsmaßnahmen

- Das Produkt bitte direkt nach dem Öffnen verwenden und danach wegwerfen, Vorsichtsmaßnahmen bitte einhalten, es kann zu Hautirritationen oder Über-sensibilisierung kommen.
- Das Produkt ist bis zu 5 Jahre nach Herstellungsdatum verwendbar.
- Gemäß Klassifikation vom medizinischen Müll, anfallender Produktionsmüll gehört zum infektiösen Müll.
- Enthält keine Sterilisierenden Mittel, kann nicht zum Desinfizieren verwendet werden.
- Wenn die Verpackung beschädigt ist, bitte nicht verwenden.

8. Anweisung für den Gebrauch

Verpackung öffnen und intakte Haut reinigen.

9. Lagerung

Bei der Lagerung sollte die Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 85% liegen, keine korrosiven Gasen und eine gute Lüftung in geschlossenen Räumen.

10. Transportverhältnisse

Sonnengeschützt und Regengeschützt während des Transports.

11. Gültigkeitsdauer

Siehe Produktlabel

Instruction for use

Cleansing Wipe

1. Product name

Cleansing Wipe

2. Brief introduction

Cleansing Wipe consists of Spun-laced nonwoven and pure water and potassium sorbate/ sodium benzoate / acetic acid / glycerol. It doesn't include any sterilant, it cannot be used as disinfection production. It can be used to clean integrate skin, when the integrate skin is contaminated by dirty soil, dirty water or another rubbish. It cannot contact the wound, eye, mouth, or nose.

3. Intended Use

It is intended to clean integrate skin, when the integrate skin is contaminated by dirty soil, dirty water or another rubbish.

4. Model and specification

See product label

5. Contraindications

Nonwoven fabric allergies are forbidden to use.

6. Sterilization

Non-sterilization

7. Precautions

- 1) The product can be used only once, should be used immediately after opening the package and destroyed afterwards; if it is reused, the users or patients can be infected, patients have adverse reactions such as irritation and sensitization
- 2) The period of validity is 5 year from the date of manufacture, must use them in this period
- 3) According to classification of medical waste, wastes of the production are Infectious wastes. They shall be classified and divided into packages or containers.
- 4) It doesn't include any sterilant, it cannot be used as disinfection production
- 5) the package is damaged, don't use it.

8. Instruction for use

Tear the package, use the production to clean the integrate skin.

9. Storage conditions

Storage should keep the range of humidity between 20% and 85%, no corrosive gases and good ventilation indoors.













10. Transport Conditions

Sunscreen and rainproof during transportation

11. Validity period

See product label

【Definitions of graphics, symbols, abbreviations】

	DO NOT REUSE		USE BY
	BATCH CODE		HUMIDITY LIMUTATION
	DATE OF MANUFACTURE		CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE
	MANUFACTURER		ATTENTION, SEE INSTRUCTIONS FOR USE
	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT		KEEP DRY
	DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED		ENVIRONMENTAL LABELLING

【Manufacturer Information】



Company Name: GAUKE Healthcare Co., Ltd

Address:

No. 82, TuanFeng Avenue, TuanFeng Town, TuanFeng , Huang Gang City, Hubei Province, 438800, P.R.China.