

**2.7 Occlusionsprüffolie 8  $\mu$  (Arti-Fol®)**  
2.7.1 schwarz ES, BK 20, ~~BK 1020~~ / BK 70 ✓

40147

**Name des Produkts:** Arti-Fol® Artikulationsfolie schwarz einseitig beschichtet  
**Produkt/Bestell-Nr.:** BK 20, BK 1020, BK 70**Produktbeschreibung:**

Mit hydrophilen Weichwachsen beschichtete Polyesterfolie 8 $\mu$  zum Markieren von Kontaktstellen bzw. Frühkontakten auf Zahnoberflächen (Occlusionskontakte). Markiert Bewegungen des Kauorgans auf den Kauflächen (Artikulation).

**Klassifikation:**

Invasives Medizinprodukt mit vorübergehender Anwendung. Klasse I Produkt nach EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 5  
UMDNS-Klassifizierung: Dental-Artikulations-Markierungsmittel, Papier (16-181)

**technische Daten:**

Zusammensetzung:	Polyesterfolie 8 $\mu$ beschichtet mit einer Zubereitung aus Wachsen, Weißöl und Pigment schwarz
Farbe:	schwarz
Geruch:	neutral
Brennbarkeit:	Flammpunkt > 300 °C
Giftigkeit:	keine orale Toxizität
Vernichtungsmöglichkeit:	mit Hausmüll entsorgen
Lagerung:	bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schützen

**Format/Verpackung:**

BK 20:	Rolle zu 20 m, 22 mm breit im Kunststoffspender mit Abreißkante
BK 1020:	Nachfüllpackung Rolle 20m, 22 mm breit in Faltschachtel
BK 70:	Rolle zu 20 m, 75 mm breit in Faltschachtel

**Allgemeine Produktbeschreibung****2.7.2 rot ES, BK 21, BK 1021, BK 71**

**Name des Produkts:** Arti-Fol® Artikulationsfolie rot einseitig beschichtet

**Produkt/Bestell-Nr.:** BK 21, BK 1021, BK 71

**Produktbeschreibung:**

Mit hydrophilen Weichwachsen beschichtete Polyesterfolie 8µ zum Markieren von Kontaktstellen bzw. Frühkontakten auf Zahnoberflächen (Occlusionskontakte). Markiert Bewegungen des Kauorgans auf den Kauflächen (Artikulation).

**Klassifikation:**

Invasives Medizinprodukt mit vorübergehender Anwendung. Klasse I Produkt nach EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 5

UMDMS-Klassifizierung: Dental-Artikulations-Markierungsmittel, Papier (16-181)

**technische Daten:**

Zusammensetzung:	Polyesterfolie 8µ beschichtet mit einer Zubereitung aus Wachsen, Weißöl und Pigment rot
Farbe:	rot
Geruch:	neutral
Brennbarkeit:	Flammpunkt > 300 °C
Giftigkeit:	keine orale Toxizität
Vernichtungsmöglichkeit:	mit Hausmüll entsorgen
Lagerung:	bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schützen

**Format/Verpackung:**

BK 21:	Rolle zu 20 m, 22 mm breit im Kunststoffspender mit Abreißkante
BK 1021:	Nachfüllpackung Rolle 20 m, 22 mm breit in Faltschachtel
BK 71:	Rolle zu 20 m, 75 mm breit in Faltschachtel

**Allgemeine Produktbeschreibung****2.7.3 grün ES, BK 22, BK 1022, BK 72**

Name des Produkts: Arti-Fol® Artikulationsfolie grün einseitig beschichtet  
Produkt/Bestell-Nr.: BK•22/BK•1022/BK•72 /

**Produktbeschreibung:**

Mit hydrophilen Weichwachsen beschichtete Polyesterfolie 8µ zum Markieren von Kontaktstellen bzw. Frühkontakten auf Zahnoberflächen (Occlusionskontakte). Markiert Bewegungen des Kauorgans auf den Kauflächen (Artikulation).

**Klassifikation:**

Invasives Medizinprodukt mit vorübergehender Anwendung. Klasse I Produkt nach EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 5  
UMDNS-Klassifizierung: Dental-Artikulations-Markierungsmittel, Papier (16-181)

**technische Daten:**

Zusammensetzung:	Polyesterfolie 8µ beschichtet mit einer Zubereitung aus Wachsen, Weißöl und Pigment grün
Farbe:	grün
Geruch:	neutral
Brennbarkeit:	Flammpunkt > 300 °C
Giftigkeit:	keine orale Toxizität
Vernichtungsmöglichkeit:	mit Hausmüll entsorgen
Lagerung:	bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schützen

**Format/Verpackung:**

BK 22:	Rolle zu 20 m, 22 mm breit im Kunststoffspender mit Abreißkante
BK 1022:	Nachfüllpackung Rolle 20 m, 22 mm breit in Faltschachtel
BK 72:	Rolle zu 20m, 75 mm breit in Faltschachtel

**Allgemeine Produktbeschreibung****2.7.4 blau ES, BK 23, BK 1023, BK 73**

Name des Produkts: Arti-Fol® Artikulationsfolie blau einseitig beschichtet  
Produkt/Bestell-Nr.: BK~~23~~, BK~~1023~~, BK~~73~~ ✓

**Produktbeschreibung:**

Mit hydrophilen Weichwachsen beschichtete Polyesterfolie 8µ zum Markieren von Kontaktstellen bzw. Frühkontakten auf Zahnoberflächen (Occlusionskontakte). Markiert Bewegungen des Kauorgans auf den Kauflächen (Artikulation).

**Klassifikation:**

Invasives Medizinprodukt mit vorübergehender Anwendung. Klasse I Produkt nach EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 5  
UMDNS-Klassifizierung: Dental-Artikulations-Markierungsmittel, Papier (16-181)

**technische Daten:**

Zusammensetzung:	Polyesterfolie 8µ beschichtet mit einer Zubereitung aus Wachsen, Weißöl und Pigment blau
Farbe:	blau
Geruch:	neutral
Brennbarkeit:	Flammpunkt > 300 °C
Giftigkeit:	keine orale Toxizität
Vernichtungsmöglichkeit:	mit Hausmüll entsorgen
Lagerung:	bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schützen

**Format/Verpackung:**

BK 23:	Rolle zu 20 m, 22 mm breit im Kunststoffspender mit Abreißkante
BK 1023:	Nachfüllpackung Rolle 20 m, 22 mm breit in Faltschachtel
BK 73:	Rolle zu 20m, 75 mm breit in Kunststoffrunddose

**Allgemeine Produktbeschreibung****2.7.5 schwarz DS, BK 24, BK 1024, BK 74**

**Name des Produkts:** Arti-Fol® Artikulationsfolie schwarz doppelseitig beschichtet  
**Produkt/Bestell-Nr.:** BK\*24/~~BK\*1024~~/~~BK\*74~~/

**Produktbeschreibung:**

Mit hydrophilen Weichwachsen beschichtete Polyesterfolie 8µ zum Markieren von Kontaktstellen bzw. Frühkontakten auf Zahnoberflächen (Occlusionskontakte). Markiert Bewegungen des Kauorgans auf den Kauflächen (Artikulation).

**Klassifikation:**

Invasives Medizinprodukt mit vorübergehender Anwendung. Klasse I Produkt nach EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 5  
UMDNS-Klassifizierung: Dental-Artikulations-Markierungsmittel, Papier (16-181)

**technische Daten:**

Zusammensetzung:	Polyesterfolie 8µ beschichtet mit einer Zubereitung aus Wachsen, Weißöl und Pigment schwarz
Farbe:	schwarz
Geruch:	neutral
Brennbarkeit:	Flammpunkt > 300 °C
Giftigkeit:	keine orale Toxizität
Vernichtungsmöglichkeit:	mit Hausmüll entsorgen
Lagerung:	bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schützen

**Format/Verpackung:**

BK 24:	Rolle zu 20 m, 22 mm breit im Kunststoffspender mit Abreißkante
BK 1024:	Nachfüllpackung Rolle 20 m, 22 mm breit in Faltschachtel
BK 74:	Rolle zu 15 m, 75 mm breit in Faltschachtel

**Allgemeine Produktbeschreibung****2.7.6 rot DS, BK 25, BK 1025, BK 75**

**Name des Produkts:** Arti-Fol® Artikulationsfolie rot doppelseitig beschichtet  
**Produkt/Bestell-Nr.:** BK\*25/BK\*1025/BK\*75/

**Produktbeschreibung:**

Mit hydrophilen Weichwachsen beschichtete Polyesterfolie 8µ zum Markieren von Kontaktstellen bzw. Frühkontakten auf Zahnoberflächen (Occlusionskontakte). Markiert Bewegungen des Kauorgans auf den Kauflächen (Artikulation).

**Klassifikation:**

Invasives Medizinprodukt mit vorübergehender Anwendung. Klasse I Produkt nach EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 5  
UMDNS-Klassifizierung: Dental-Artikulations-Markierungsmittel, Papier (16-181)

**technische Daten:**

Zusammensetzung:	Polyesterfolie 8µ beschichtet mit einer Zubereitung aus Wachsen, Weißöl und Pigment rot
Farbe:	rot
Geruch:	neutral
Brennbarkeit:	Flammpunkt > 300 °C
Giftigkeit:	keine orale Toxizität
Vernichtungsmöglichkeit:	mit Hausmüll entsorgen
Lagerung:	bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schützen

**Format/Verpackung:**

BK 25:	Rolle zu 20 m, 22 mm breit im Kunststoffspender mit Abreißkante
BK 1025:	Nachfüllpackung Rolle 20 m, 22 mm breit in Faltschachtel
BK 75:	Rolle zu 15 m, 75 mm breit in Faltschachtel

**2.7.7 grün DS, BK 26, BK 1026, BK 76**

Name des Produkts: Arti-Fol®/Artikulationsfolie grün doppelseitig beschichtet  
Produkt/Bestell-Nr.: BK 26/BK 1026/BK 76

**Produktbeschreibung:**

Mit hydrophilen Weichwachsen beschichtete Polyesterfolie 8µ zum Markieren von Kontaktstellen bzw. Frühkontakten auf Zahnoberflächen (Occlusionskontakte). Markiert Bewegungen des Kauorgans auf den Kauflächen (Artikulation).

**Klassifikation:**

Invasives Medizinprodukt mit vorübergehender Anwendung. Klasse I Produkt nach EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 5

UMDNS-Klassifizierung: Dental-Artikulations-Markierungsmittel, Papier (16-181)

**technische Daten:**

Zusammensetzung:	Polyesterfolie 8µ beschichtet mit einer Zubereitung aus Wachsen, Weißöl und Pigment grün
Farbe:	grün
Geruch:	neutral
Brennbarkeit:	Flammpunkt > 300 °C
Giftigkeit:	keine orale Toxizität
Vernichtungsmöglichkeit:	mit Hausmüll entsorgen
Lagerung:	bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schützen

**Format/Verpackung:**

BK 26:	Rolle zu 20 m, 22 mm breit im Kunststoffspender mit Abreißkante
BK 1026:	Nachfüllpackung Rolle 20 m, 22 mm breit in Faltschachtel
BK 76:	Rolle zu 15 m, 75 mm breit in Faltschachtel

**Allgemeine Produktbeschreibung**

2.7.8 blau DS, BK 27, BK 1027/ BK 77

Name des Produkts: Arti-Fol® Artikulationsfolie blau doppelseitig beschichtet  
Produkt/Bestell-Nr.: BK 27, BK 1027, BK 77

**Produktbeschreibung:**

Mit hydrophilen Weichwachsen beschichtete Polyesterfolie 8µ zum Markieren von Kontaktstellen bzw. Frühkontakten auf Zahnoberflächen (Occlusionskontakte). Markiert Bewegungen des Kauorgans auf den Kauflächen (Artikulation).

**Klassifikation:**

Invasives Medizinprodukt mit vorübergehender Anwendung. Klasse I Produkt nach EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 5  
UMDNS-Klassifizierung: Dental-Artikulations-Markierungsmittel, Papier (16-181)

**technische Daten:**

Zusammensetzung:	Polyesterfolie 8µ beschichtet mit einer Zubereitung aus Wachsen, Weißöl und Pigment blau
Farbe:	blau
Geruch:	neutral
Brennbarkeit:	Flammpunkt > 300 °C
Giftigkeit:	keine orale Toxizität
Vernichtungsmöglichkeit:	mit Hausmüll entsorgen
Lagerung:	bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schützen

**Format/Verpackung:**

BK 27:	Rolle zu 20 m , 22 mm breit im Kunststoffspender mit Abreißkante
BK 1027:	Nachfüllpackung Rolle 20 m, 22 mm breit in Faltschachtel
BK 77:	Rolle zu 15m, 75 mm breit in Kunststoffrunddose

**Allgemeine Produktbeschreibung****2.7.9 schwarz/rot DS, BK 28, BK 1028**

Name des Produkts: Arti-Fol® Artikulationsfolie schwarz/rot doppelseitig beschichtet  
Produkt/Bestell-Nr.: BK\*28/ BK\*1028 /

**Produktbeschreibung:**

Mit hydrophilen Weichwachsen beschichtete Polyesterfolie 8µ zum Markieren von Kontaktstellen bzw. Frühkontakten auf Zahnoberflächen (Occlusionskontakte). Markiert Bewegungen des Kauorgans auf den Kauflächen (Artikulation).

**Klassifikation:**

Invasives Medizinprodukt mit vorübergehender Anwendung. Klasse I Produkt nach EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 5  
UMDNS-Klassifizierung: Dental-Artikulations-Markierungsmittel, Papier (16-181)

**technische Daten:**

Zusammensetzung:	Polyesterfolie 8µ beschichtet mit einer Zubereitung aus Wachsen, Weißöl und Pigmenten schwarz und rot
Farbe:	schwarz/rot
Geruch:	neutral
Brennbarkeit:	Flammpunkt > 300 °C
Giftigkeit:	keine orale Toxizität
Vernichtungsmöglichkeit:	mit Hausmüll entsorgen
Lagerung:	bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schützen

**Format/Verpackung:**

BK 28: Rolle zu 20 m, 22 mm breit im Kunststoffspender mit Abreißkante  
BK 1028: Nachfüllpackung Rolle 20 m, 22 mm breit in Faltschachtel

**Allgemeine Produktbeschreibung****2.7.10 weiß ES, BK 29, BK 1029, BK 79**

**Name des Produkts:** Arti-Fol®/Artikulationsfolie weiß einseitig beschichtet  
**Produkt/Bestell-Nr.:** BK 29/BK 1029/BK 79

**Produktbeschreibung:**

Mit hydrophilen Weichwachsen beschichtete Polyesterfolie 8µ zum Markieren von Kontaktstellen bzw. Frühkontakten auf Zahnoberflächen (Occlusionskontakte). Markiert Bewegungen des Kauorgans auf den Kauflächen (Artikulation).

**Klassifikation:**

Invasives Medizinprodukt mit vorübergehender Anwendung. Klasse I Produkt nach EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 5

UMDNS-Klassifizierung: Dental-Artikulations-Markierungsmittel, Papier (16-181)

**technische Daten:**

**Zusammensetzung:** Polyesterfolie 8µ beschichtet mit einer Zubereitung aus Wachsen, Weißöl und Pigment weiß  
**Farbe:** weiß  
**Geruch:** neutral  
**Brennbarkeit:** Flammpunkt > 300 °C  
**Giftigkeit:** keine orale Toxizität  
**Vernichtungsmöglichkeit:** mit Hausmüll entsorgen  
**Lagerung:** bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schützen

**Format/Verpackung:**

**BK 29:** Rolle zu 20 m, 22 mm breit im Kunststoffspender mit Abreißkante  
**BK 1029:** Nachfüllpackung Rolle 20 m, 22 mm breit in Faltschachtel  
**BK 79:** Rolle zu 20 m, 75 mm breit in Kunststoffrunddose

**2.7.11 orange ES, Sensicolor®, BK 83**

**Name des Produkts:** Sensicolor® Artikulationsfolie orange einseitig beschichtet  
**Produkt/Bestell-Nr.:** BK 83

**Produktbeschreibung:**

Mit hydrophilen Weichwachsen beschichtete Polyesterfolie 8µ zum Markieren von Kontaktstellen bzw. Frühkontakten auf Zahnoberflächen (Occlusionskontakte). Markiert Bewegungen des Kauorgans auf den Kauflächen (Artikulation).

**Klassifikation:**

Invasives Medizinprodukt mit vorübergehender Anwendung. Klasse I Produkt nach EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 5

UMDNS-Klassifizierung: Dental-Artikulations-Markierungsmittel, Papier (16-181)

**technische Daten:**

Zusammensetzung:	Polyesterfolie 8µ beschichtet mit einer Zubereitung aus Wachsen, Bindemittel und Pigment orange
Farbe:	orange
Geruch:	neutral
Brennbarkeit:	Flammpunkt > 300 °C
Giftigkeit:	keine orale Toxizität
Vernichtungsmöglichkeit:	mit Hausmüll entsorgen
Lagerung:	bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schützen

**Format/Verpackung:**

BK 83: Rolle zu 40 m, 22 mm breit im Kunststoffspender mit Abreißkante