

## Technisches Datenblatt/ Technical datasheet

**Bezeichnung: Medizinischer Mundschutz Typ II R**

*Identification: Surgical Face Mask Type II R*

### Beschreibung:

- Bakterielle Filterleistung (BFE) > 98% und Spritzschutz von 16 kPA
- Höhere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Aerosole
- Hohe Effizienz durch 3 Schichten: Vliesstoff, hochdichte Filterschicht, innen weiches hautfreundliches Spinnvlies
- Echtes OP- Vlies für lange Tragedauer
- Sehr hautfreundlich und hoher Tragekomfort
- Hergestellt gemäß EN 14683 Typ II R
- CE- zertifiziert
- Mit integriertem Meltblown- Filter schützt die Maske Sie und Ihre Umgebung vor Tröpfcheninfektionen
- Für Gesundheitspersonal in medizinischen Einrichtungen sowie in Pflege- und Altersheimen
- Schutz des Personals vor Kontamination durch Partikel oder Flüssigkeitsspritzer
- Maske mit elastischen Ohrschlaufen für perfekten und bequemen Halt für jede Größe geeignet
- Kann mühelos mittels eines integrierten Nasenbügels positioniert werden
- Maske bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln
- Nur über Mund und Nase tragen

### Description:

- *Bacterial filter performance (BFE) > 98% and splash protection of 16 kPA*
- *Greater resistance to liquids and aerosols*
- *High efficiency through 3 layers: non-woven fabric, high-density filter layer, inside soft, skin-friendly spunbonded nonwoven*
- *Genuine surgical fleece for long wearing times*
- *Very skin-friendly and very comfortable to wear*
- *Manufactured according to EN 14683 Type II R*
- *CE certified*
- *With an integrated meltblown filter, the mask protects you and your surroundings from droplet infections*
- *For health workers in medical facilities as well as in nursing and retirement homes*
- *Protection of personnel from contamination by particles or liquid splashes*
- *Mask with elastic ear loops for a perfect and comfortable fit, suitable for all sizes*
- *Can be easily positioned using an integrated nosepiece*
- *Remove or change the mask if it is saturated*
- *Wear over your mouth and nose only*

**Anwendbare Standards / Applicable Standards**

EN 14683: 2019 Typ II R, CE- Konformität

**Abmessungen (Maskenkörper) / Dimensions (Maskbody)**

Länge (Lenght) 17,5 cm\*

Breite (width) 9,5 cm\*

\*geringe Abweichungen möglich/ Slight deviations possible

**Ausführung (Design)**

**Material (Material)**

- PP- Spinnvlies, PP- schmelzgeblasen, PP- Spinnvlies
- Elastikbänder aus Polyamid (*earloops made of Polyamid*)
- Metall- Nasenbügel mit Plastik ummantelt (*metal- nose- clip covered with plastik*)
- Glasfaserfrei (*glas fibre free*)
- Latexfrei (*latex- free*)

**Gewicht 1. Lage (Außenseite) (weight 1st layer outside)**

30 gr. / m<sup>2</sup>\*

**Gewicht 2. Lage (Mitte) (weight 2nd layer)**

25 gr. / m<sup>2</sup>\*

**Gewicht 3. Lage (innen) (weight 3rd layer inner)**

25 gr. / m<sup>2</sup>\*

**Farbe (Colour): Weiß (white)**

\*geringe Abweichungen möglich

**Logistik** (*logistic*)

**Stück/ Box** (*Pcs/ box*): 50

**Spenderbox/ Umkarton** (*Boxes/ outer*): 48

**Boxenmaße** (*Box size*): 18 x 10 x 8,75 cm

**Kartonmaße** (*Carton size*): 55 x 41 x 35 cm

**Lagerung** (*Storage*): Kühl und trocken lagern

**Haltbarkeit** (*Shelf life*): 5 Jahre

**Kennzeichnung** (*Labeling*): Typ II R

**Entsorgung** (*Disposal*): Restmüll ö.ä.

**Qualitätssicherung** (*Quality Assurance*): Interne Qualitätssicherungsstandards

**Produktbez. Normen** (*Produkt spec. Standards*): CE, EN 14683:2019 Typ II R

**Hinweis** (*Note*):

Mundschutz vor dem Gebrauch auf Schäden prüfen.

Beschädigten Mundschutz nicht verwenden, für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Risikohinweis: Nicht für den Umgang mit Gefahrenstoffen geeignet

*Check disposable Face mask for damage, before use. Do not use damaged disposable Face mask.*

*For further Information please contact us.*

*Risk Warning: Not suitable for the handling of hazardous substances.*