

Deb InstantFOAM® Complete



Hochwirksames Schaum-Handdesinfektionsmittel mit Breitbandwirkung auf Alkoholbasis. Weltweit erstes Schaum-Handdesinfektionsmittel mit nachgewiesener voll viruzider Wirkung.



ANWENDUNGSBEREICH

Ideal für die Anwendung in allen hygienesensiblen Bereichen im Gesundheitswesen und in der Nahrungsmittelindustrie. Auch für die Verwendung in Kantinen, Bürobereichen, auf Rastplätzen und in allen öffentlichen Einrichtungen geeignet.

ANWENDUNG

Zur allgemeinen hygienischen Anwendung ausreichend Deb InstantFOAM® Complete direkt auf die sauberen Hände geben und den Schaum 30 Sekunden lang

(Kontaktzeit für: Polio-Viren 60 Sekunden) auf beiden Händen verteilen. Die Hände während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht halten.

Zur hygienischen Händedesinfektion gemäß EN 1500: Tragen Sie 3 ml auf und gehen Sie dann wie oben beschrieben vor.

Produkteigenschaften	Nutzen
Breites Wirkspektrum	<ul style="list-style-type: none"> Die hochwirksame Formel wurde umfangreichen Tests unterzogen und hat sich als bakterizid, viruzid, levurozid und mykobakterizid erwiesen. Tötet 99,999 % der häufigsten Keime ab VAH-gelistet
Sofort schäumend – wird als Schaum ausgegeben	<ul style="list-style-type: none"> Schnelles und einfaches Verreiben auf den Händen. Kein Tropfen oder Spritzen wie bei flüssigen Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis
Enthält keine Geliermittel	<ul style="list-style-type: none"> Im Gegensatz zu gelförmigen Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis enthält das Produkt keine Geliermittel, die vor allem bei mehrmaliger Anwendung ein klebriges Gefühl auf der Haut hinterlassen können
Anwenderfreundlich	<ul style="list-style-type: none"> Der angenehme ergiebige Schaum eignet sich hervorragend für die regelmäßige Anwendung zwischen den Handwaschvorgängen und fördert so eine maximale Akzeptanz
Enthält feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe	<ul style="list-style-type: none"> Wirkt dem Austrocknen der Haut entgegen und macht die Hände nach Gebrauch weich und geschmeidig
Nachgewiesen hypoallergene Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> Die duft- und farbstofffreie Formel hat ein extrem niedriges Potenzial für Hautreizungen. Ideal für den regelmäßigen Gebrauch mit sehr hoher Anwenderakzeptanz
Geschmacksneutral	<ul style="list-style-type: none"> Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
Saubere Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> Gegenüber flüssigen oder gelförmigen Desinfektionsmitteln hat der Schaum folgende Vorteile: kein Verstopfen von Pumpen, kein Spritzen oder Tropfen auf Böden und Wände
Kein Wasser erforderlich	<ul style="list-style-type: none"> Trocknet schnell auf den Händen, ohne dass Wasser zum Abspülen benötigt wird. Ideal für die Anwendung außerhalb von Waschräumen, direkt dort, wo eine Handdesinfektion nötig ist
Praktisch	<ul style="list-style-type: none"> In verschiedenen Größen erhältlich, so dass das Produkt in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen und öffentlichen Bereichen eingesetzt werden kann
Handschuhkompatibel	<ul style="list-style-type: none"> Zur Anwendung unter Latex-, Vinyl und Nitrilhandschuhen geeignet

INHALTSSTOFFE

ALCOHOL DENAT., AQUA, BIS-PEG 12 DIMETHICONE, DIHYDROXYPROPYL PEG-5 LINOLEAMMONIUM CHLORIDE, PANTHENOL, PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, CITRIC ACID.

WIRKSTOFF:

80 g Ethanol / 100 g Produkt
Biozid Reg. Nr.: N-59753

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN

Dieses Produkt erfüllt die geltenden Bestimmungen der Biozidprodukte-Verordnung (EU) Nr. 528/2012. Deb Instant FOAM® Complete ist entsprechend Anhang V dieser Verordnung ein Händedesinfektionsmittel gemäß Hauptgruppe 1, Produktart 1 und kein Desinfektionsmittel im Sinne des Arzneimittelrechts. BAuA: N-59753.

HALTBARKEIT

Ab Herstellungsdatum ist dieses Produkt mindestens 24 Monate haltbar.

QUALITÄTSSICHERUNG

Alle Deb Stoko® Produkte unterliegen einem mikrobiologischen Qualitätsmanagementsystem und werden in Anlehnung an das europäische Arzneibuch auf ihre mikrobiologische Qualität hin getestet.

SICHERHEITSHINWEISE

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Augenkontakt vermeiden. Sollte Deb InstantFOAM® Complete versehentlich ins Auge gelangen, so ist sofort mehrfach mit lauwarmem Wasser auszuspülen (Augendusche, Augenspülflasche). Sofern danach noch ein Brennen vorhanden ist, ist ein Arzt aufzusuchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Sicherheitsinformationen finden Sie auf dem Label oder im Sicherheitsdatenblatt.

SICHERHEITSDATENBLATT

Erhältlich auf www.debgroup.com.

PRODUKTTESTS

Dermatologischer Test

In einem Langzeit-Anwendungstest (5 Tage mit täglich 48 Anwendungen) wurde die ausgezeichnete Hautverträglichkeit und der positive Einfluss auf die Hautfeuchtigkeit bestätigt.

Toxikologische Zulassung

Die Rezeptur wurde von einem Toxikologen beurteilt und als unbedenklich in der Anwendung befunden.

Geschmacksübertragungstest

Das Produkt wurde gemäß der Methodik der sensorischen Analyse – Dreieckstest BS EN ISO 4120:2007 getestet. Es besteht erwiesenermaßen kein Potenzial zur Geschmacksübertragung auf Lebensmittel.

Beurteilung hypoallergener Eigenschaften

Das Produkt wurde beurteilt und als hypoallergen deklariert.

Handschuhverträglichkeit

Mit Hilfe von BS EN 455-2:2000 wurde nachgewiesen, dass das Produkt keine schädlichen Auswirkungen auf die physikalischen Eigenschaften von Handschuhen aus natürlichem Gummi (Latex), Vinyl oder Nitril hat.

Hygienische Handdesinfektion gemäß VAH

Geeignet für die hygienische Handdesinfektion innerhalb von 30 Sekunden. Zertifiziert nach VAH-Richtlinie vom 04.02.2002.

VAH - Ident.No N15/119

PACKUNGSGRÖSSEN

Artikelnummer	Größe	Menge pro Karton
IFS47ML	47 ml-Pumpflasche	12
IFS250ML	250 ml-Pumpflasche	6
IFS1000ML	1 Liter-Kartusche	6
SAN1LDGER	Spender Deb Stoko® Desinfektion DE 1 Liter	1
IFS1LDSMD	Spender Deb InstantFOAM® 1 Liter	1
IFS1LTFDE	1 Liter-Kartusche für TouchFREE Spender	3
IFSTF2MD	Spender Deb InstantFOAM® TouchFREE 1 Liter	1

WIRKSAMKEITSTESTS

Art des Tests	Teststandard	Testbedingungen	Ergebnis
Bakterizid	EN1500	In vivo	Das Produkt besteht den Test innerhalb von 30 Sekunden (3 ml).
	EN1276	In vitro	Geeignet für den Einsatz in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen. Zeigt bei 4 Referenzstämmen unter sauberen Bedingungen innerhalb von 30 Sekunden eine bakterizide Wirkung.
	EN13727	In vitro	Geeignet für den Einsatz im humanmedizinischen Bereich. Die Norm heißt "NORM DIN EN 13727:2015-12 Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1); Deutsche Fassung EN 13727:2012+A2:2015. Zeigt bei 4 Referenzstämmen unter sauberen Bedingungen innerhalb von 30 Sekunden eine bakterizide Wirkung.
Levurozid	EN1650	In vitro	Zeigt bei einer Kontaktzeit von 30 Sekunden eine levurozide Wirkung gegen <i>Candida albicans</i> .
	EN13624	In vitro	Zeigt bei einer Einwirkzeit von 30 Sekunden eine levurozide Wirksamkeit.
Mykobakterizid	EN14348	In vitro	Zeigt eine Wirksamkeit gegen <i>Mycobacterium terrae</i> in 30 Sekunden.
Viruzid	EN14476	In vitro	Deaktiviert das murine Norovirus (30 Sekunden), das Adenovirus (30 Sekunden) und das Poliovirus (60 Sekunden). Viruzide Wirkung gemäß EN14476 gegen alle behüllten und unbehüllten Viren. Das bedeutet, dass das Produkt gegen alle Viren, u. a. gegen die Vogelgrippeviren H3N8 und H3N2, das Humanrhinovirus, das HIV-Virus Typ 1, das Herpes-simplex-Virus Typ 1, das Hepatitis-A-Virus, das Humanrotavirus, das Influenza-A-Virus/Schweinegrippevirus (H1N1) und die Familie der Filoviren (z. B. das Ebolavirus), effektiv wirkt.

📄 Detaillierte Zusammenfassung der Testdaten ist auf Anfrage erhältlich



Deb-STOKO Europe GmbH

Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld
Postfach 10 05 51, 47705 Krefeld

Beratung, Angebote und Auftragsbearbeitung:
Telefon +49 2151 7380-1827/28/29
Telefax +49 2151 7380-1502
info@debstoko.com / www.debgroup.com

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.
® = eingetragene Marke der Deb Group Ltd. oder ihrer verbundenen Unternehmen