

Fingerverbände für QuickFix Pflasterspender

Für den QuickFix Pflasterspender sind jetzt Fingerverbände in den Maßen 12 x 2 cm erhältlich!





Die atmungsaktiven Fingerverbände sind in den Ausführungen elastic und detectable long lieferbar und passen sich den Bewegungen der Haut optimal an.

Die Fingerverbände entpacken sich wie alle anderen QuickFix Pflastertypen beim Herausziehen aus dem Spender von selbst. Dann nur noch ein kurzer Handgriff und die Fingerverbände können schnell und einfach auf die Wunde aufgetragen werden.



Unsere QuickFix Fingerverbände bieten Ihnen folgende Vorteile:

- Größerer Schutz bei längeren Schnittverletzungen und Wunden am Finger
- Ein längeres Pflaster klebt und hält besser
- Das Übereinanderkleben kleinerer Pflaster ist nicht mehr nötig - dadurch weniger Verbrauch
- Ein mehrfaches Herumwickeln um den Finger ist möglich
- Die Arbeit kann auch bei starker Beanspruchung fortgesetzt werden
- Besonders gut für Wunden an den Fingergelenken geeignet
- Die einzeln verpackten Fingerverbände bieten einen hohen Hygienestandard
- Wahlweise lassen sich die Fingerverbände auch mit anderen Pflastersorten aus dem QuickFix Sortiment kombinieren

<p>QuickFix Pflasterspender Elastic Long</p>		<p>Art.-Nr. 5528</p>	<p>Pflasterspender inklusive 2 x 30 Stück elastischen Fingerverbänden</p> <p>Elastischer Fingerverband zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort. Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet. Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung.</p> <p><i>Versandeinheit:</i> 1 Stück • <i>Maße Spender:</i> 23 x 13,5 cm</p>
<p>QuickFix Pflasterspender Detectable Long</p>		<p>Art.-Nr. 5529</p>	<p>Pflasterspender inklusive 2 x 30 Stück detectable Fingerverbänden</p> <p>Detectable Fingerverband mit integrierter Metallfläche zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Die optisch auffälligen blauen Fingerverbände lassen sich mittels eines Metalldetektors aufspüren. Optimale Haltbarkeit auch bei starken Beanspruchungen in hygienisch sensiblen Bereichen (z. B. Lebensmittelindustrie, Küchen usw.). Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort.</p> <p><i>Versandeinheit:</i> 1 Stück • <i>Maße Spender:</i> 23 x 13,5 cm</p>
<p>QuickFix Elastic Long Refill</p>		<p>Art.-Nr. 5508</p>	<p>Elastic Long Refill</p> <p>Refill mit 30 Stück elastischen Fingerverbänden. Für die Nachfüllung des QuickFix Pflasterspenders und auch für den Einzeleinsatz geeignet.</p> <p><i>Maße Fingerverband:</i> 12 x 2 cm <i>Versandeinheit:</i> 6 x 30 Stück</p>
<p>QuickFix Detectable Long Refill</p>		<p>Art.-Nr. 5509</p>	<p>Detectable Long Refill</p> <p>Refill mit 30 Stück detectable Fingerverbänden. Für die Nachfüllung des QuickFix Pflasterspenders und für den Einzeleinsatz geeignet.</p> <p><i>Maße Fingerverband:</i> 12 x 2 cm <i>Versandeinheit:</i> 6 x 30 Stück</p>

Einfach auf die Wunde auftragen und zurück zur Arbeit.

Der Fingerverband lässt sich mit einer Hand bedienen - schnell, einfach und hygienisch.



Ziehen Sie den Fingerverband aus dem Spender. Der Fingerverband ist sofort einsatzbereit.



Sie können den Fingerverband mit nur einer Hand auf die Wunde auftragen.



Entfernen Sie die restliche Folie und der Fingerverband ist einsatzbereit.



Ein mehrfaches Herumwickeln um den Finger ist möglich.