

# Multi-Safe

## euroMatic®

### Sichere Handhabung der Entsorgungsboxen

Deckel zentriert auf das Unterteil der Box aufsetzen.  
Roter Tagesdeckel und Haltegriff zeigen nach vorn.

Durch gleichzeitiges Drücken auf die gegenüberliegenden Ecken Deckel mit Unterteil verbinden.

Deckel muss rundherum entlang der Deckelkante fest eingedrückt werden, bis dieser hör- und sichtbar (siehe Kreisausschnitt) einrastet.



#### Empfehlung:

- Multi-Safe nur zu ca.  $\frac{2}{3}$  des Volumens befüllen
- Multi-Safe nicht überfüllen: Verletzungsgefahr!



**Füll-Linie beachtet**  
siehe Markierung



**überfüllt**


#### richtig

Deckel vollständig eingerastet

#### falsch

Deckel nicht eingerastet

#### Tagesverschluss



#### Endverschluss



#### Sicherheitshinweise:

- Keine Gegenstände gewaltsam in die Box drücken
- Nicht mit der Hand in die Box fassen
- Inhalt der Box nicht durch Schütteln verdichten
- Vor Verschluss des Tagesdeckels sicherstellen, dass keine Gegenstände aus der Öffnung ragen
- Box nicht von außen in irgendeiner Weise zusammendrücken und Box nicht werfen

SARSTEDT AG & Co.  
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht  
Telefon (+49) 0 22 93 30 50  
Telefax (+49) 0 22 93 305-282  
☎ **Service 0800 (Deutschland)**  
Telefon (0800) 0 83 30 50  
info@sarstedt.com  
www.sarstedt.com