

# FLÜSSIGES NEUTRALISATIONSMITTEL, ZITRONENSÄUREBASIS

## Sekumatic® FNZ

Neutralisationsmittel zur maschinellen  
Instrumentenaufbereitung

Zum Einsatz nach einer alkalischen  
Reinigung von chirurgischen Instru-  
menten.

- ▲ Wirtschaftliche Dosierung
- ▲ Effektive Neutralisation
- ▲ Universell verwendbar



# Sekumatic® FNZ

Neutralisationsmittel zur maschinellen  
Instrumentenaufbereitung

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Formulierung auf Basis von Zitronensäure	Sichere Neutralisation nach alkalischer Reinigung. Verhindert Kalk und säurelösliche Anschmutzungen
Effiziente Rezeptur	Hohe Wirksamkeit bei niedriger Dosierung
Optimal abgestimmte Rezepturkomponenten	Breites Anwenderspektrum für säurebeständige Materialien aus dem medizinischen Bereich

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN		
Dichte	20 °C	1,16 g/ml
pH-Wert* (Konzentrat)	20 °C	ca. 2,3
pH-Bereich* (Lösung, 1-3 ml/L in VE-Wasser)	20 °C	2,8 - 3,2
Leitfähigkeit (Lösung, 1-3 ml/L in VE-Wasser)	20 °C	2,2 - 4,6 mS/cm

\* pH-Wert Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.

UNIVERSELL  
VERWENDBAR.  
TENSIDFREI.



Neutralisationsmittel  
für die Aufbereitung von  
Medizinprodukten

## ANWENDUNGSHINWEISE

In Reinigungs- und Desinfektionsgeräten im medizinischen Bereich mit 1 - 3 ml/L. Einsetzbar bei allen Wasserhärten.

Die Sekumatic® FNZ-Lösung muss nach der Einwirkung vollständig abgespült werden, hierzu ist vorzugsweise vollentsalztes Wasser (VE) zu verwenden.

## ZUSAMMENSETZUNG

Wässrige Zitronensäurelösung

## GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Sekumatic® FNZ Kanister	3 x 5 L	30 235 10 PZN 042 886 24
Sekumatic® FNZ Kanister	20 L	30 235 00
Sekumatic® FNZ Fass	200 L	30 265 50

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

### ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7  
8304 Wallisellen  
Switzerland  
+41(0) 44-877-2000  
www.ecolab.eu



### REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49 (0) 2173-599-1900  
www.ecolabhealthcare.de

