

EcoKiss

Das Schaumstoffkissen für fast jede Sitzgelegenheit.
Ideal einsetzbar als Sitz- und Rückenkissen sowie als Rollstuhlkissen.
Luftdurchlässig, toxikologisch unbedenklich und FCKW frei.

Indikation

- zur Dekubitus-Prophylaxe
- Nicht anwenden bei einer Dekubitus-Therapie.

Wichtige Hinweise

- Bezug vor dem ersten Gebrauch waschen
- Ein evtl. Abfärben auf Kleidung ist kein Reklamationsgrund und sollte sich nach der ersten Wäsche verlieren

Materialien

- Innenkern: Schaumstoff; Latex; Verbundschaum
 - Bezug: 100 % Baumwolle
- Auch mit rutschfester Unterseite (Polyurethan-Streifen)

Pflege- und Waschinweise

- Abnehmbarer Bezug:     
- Leichtes Ausbluten beim Waschen ist möglich und kein Reklamationsgrund!
- Den Bezug möglichst separat waschen und vor dem Waschen auf links drehen, um den Farbton zu erhalten
- Innenkern: mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar
- Nach dem Reinigen/Desinfizieren das Kissen gut durchtrocknen lassen

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!

