

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-Artikel-Nr.       | 954004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Artikel-Name:        | BARIKOS KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Artikel-Bezeichnung: | Augenspülflasche mit Kippventil - mit haltbarer Füllung<br>(gemäß Europäischer Norm - EN 15154-4)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Artikel-Art:         | Erste-Hilfe-Ausstattung für Augenspülungen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verwendung:          | Augenspülung im Stehen / Sitzen und im Liegen als Erste-Selbsthilfe-Maßnahme<br>zum Ausspülen von Fremdkörpern und Fremdstoffen                                                                                                                                                                                                          |
| Beschreibung:        | Kunststoff-Flasche durchsichtig mit aufgedrucktem Piktogramm, mit rotem<br>Sprühkopf (Augenmulde) und weißer Schutzkappe, Steigrohr innen mit Kippventil,<br>Ablaufrohr außen, mit Schutzsiegel: Nur zum einmaligen Gebrauch.                                                                                                            |
| Inhalt / Füllung:    | Trinkwasser (pH-Wert: neutral - pH 7) 620 ml, gammabestrahlt                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materialien:         | Flaschenkörper, Verschlusskappe: Polyethylen<br>Schläuche (innen und außen): Polyethylen<br>Sprühkopf, Winkelstück, Kippventilkörper: Polystyrol<br>Kippventilring: Polymethylenoxid<br>Dichtring: Nitrilkautschuk                                                                                                                       |
| Abmessungen:         | ca. 90 x 70 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht:             | ca. 750 Gramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Handhabung:          | Im Stehen / Sitzen: Durch Zusammendrücken der Flaschenwände wird die<br>Spülflüssigkeit im Steigrohr hochgedrückt und gelangt durch den Sprühkopf zum<br>betroffenen Auge, fängt sich in der Augenmulde und wird durch den Ablaufschlauch<br>gezielt abgeleitet.<br>Im Liegen: Die Spülflüssigkeit läuft durch das geöffnete Kippventil. |
| Bereithaltung:       | Raumtemperatur. Vor Kälte und Hitze schützen!<br>Nicht der direkten Sonnenbestrahlung aussetzen!                                                                                                                                                                                                                                         |
| Warnhinweis:         | Die Spülung ersetzt nicht eine Untersuchung durch einen Augenarzt!                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Haltbarkeit:         | 2 Jahre – Verfalldatum auf Haftetikett angegeben YYYY/MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Europäische Norm:    | EN 15154-4:2009 Sicherheitsnotduschen<br>– Teil 4: Augenduschen ohne Wasseranschluss                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BG-Vorschriften:     | BGV A1 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift<br>für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit<br>- Unfallverhütungsvorschrift – Grundsätze der Prävention                                                                                                                                                                                  |
| BG-Informationen:    | BGI 850-0 Berufsgenossenschaftliche Information<br>für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit<br>- Sicheres Arbeiten in Laboratorien – Kap. 6 Techn. Schutzmaßnahmen                                                                                                                                                                   |

D8-501 22032010