

pfmmedical

Quality and Experience

**Chirurgische
Instrumente**

- › Einmalskalpelle
- › Chirurgische Klingen
und Griffe
- › Klingentferner



FEATHER® - World class in quality and
consistency for cutting instruments

www.pfmmedical.com




FEATHER® Skalpelle

Allgemeine Vorteile

Aufgrund ihres optimierten mikrometergenauen Präzisionsschliffs bietet die hochwertige Edelstahlklinge herausragende Qualität und Leistungsfähigkeit. Ein doppelter Honingprozess gewährleistet ultrascharfe Schnittkanten mit ausgezeichnete Beständigkeit.

Allgemeine Handhabung



- ❶ **Öffnen der Aluminium-Folien-Verpackung:**
wie dargestellt, einfach die beiden Laschen auseinanderziehen.
- ❷ **Entfernen der Klingenschutzes:**
wie dargestellt, leicht auf den Snap-tab drücken.

Standardskalpelle

Das Standard-Einwegskalpell mit einer hochwertigen Edelstahlklinge eignet sich für alle chirurgischen Anwendungen.

Ansicht



Bestelldaten

Standardskalpelle

REF	Figuration	VPE
200130010	10	20
200130011	11	20
200130012	12	20
205023003	12 D	20
205143003	14	20
200130015	15	20
205353003	15 C	20
200130020	20	20
200130021	21	20
200130022	22	20
200130023	23	20
200130024	24	20
200130025	25	20

Skalpelle, mini

Das Miniskalpell mit seinem Griff von 18 cm ist hervorragend für alle chirurgischen Eingriffe mit engen Operationsfeldern geeignet.

Ansicht



Bestelldaten

Skalpelle, mini

REF	Figuration	VPE
200170011	11	20
200170014	14	20
200170015	15	20

Skalpelle, lang

Durch einen Kunststoffgriff, der die doppelte Länge (23 cm) eines Standardmodells aufweist, ist das Skalpell bei tiefen Operationen besonders angenehm zu benutzen.

Ansicht



Bestelldaten

Skalpelle, lang

REF	Figuration	VPE
200210010	10	20
200210011	11	20
200210015	15	20
200210020	20	20
200210021	21	20
200210022	22	20
200210023	23	20

Sicherheitsskalpelle

Das FEATHER®-Einmalskalpell Safeshield™ ist für höchste Sicherheit bei chirurgischen Eingriffen bestimmt.

Ansicht



Bestelldaten

Sicherheitsskalpelle

REF	Figuration	Pantone	VPE
200140010	10	471 C	10
200140011	11	190 C	10
200140014	14	185 C	10
200140015	15	265 C	10
200140115	15c	2718 C	10
200140020	20	465 C	10
200140021	21	360 C	10
200140022	22	Black 6 C	10
200140023	23	3265 C	10
200140024	24	405 C	10
200140025	25	1585 C	10

Vorteile

Optimale Sicherheit

Aufgrund seines Klingenschutzes Safeshield™, der mit einer Hand geschlossen werden kann, gewährleistet das Skalpell optimale Sicherheit.

Benutzerfreundlich

Die Farbkodierung sorgt für leichte Identifikation der Figurationen.

- ▶ Ultrascharfe Schnittkanten dank optimierten Präzisionsschliffs
- ▶ Einhändiges Öffnen und Schließen des Klingenschutzes
- ▶ Farbkodierung für leichte Identifikation der Figurationen
- ▶ Ausgewogenes Design
- ▶ Hervorragende Beständigkeit
- ▶ Sterile Einzelverpackung

FEATHER® Chirurgische Klingen und Griffe

Allgemeine Vorteile

Die aus gehärtetem Edelstahl höchster Qualität hergestellten chirurgischen Edelstahlklingen bieten aufgrund ihres optimierten mikrometeregenauen Präzisionsschliffs herausragende Qualität und Leistungsfähigkeit. Ein doppelter Honingprozess gewährleistet ultrascharfe Schnittkanten mit ausgezeichnete Standzeit.

Anwenderfreundlich











Die Klingen sind sofort nach der Entnahme aus der sterilen Verpackung einsatzbereit.

Edelstahlklingen

Die aus gehärtetem Edelstahl höchster Qualität hergestellten FEATHER®-Edelstahlklingen eignen sich für alle chirurgischen Anwendungen.

Bestelldaten

Edelstahlklingen










REF	Figuration	VPE
201000010	10 	100
201000011	11 	100
201000012	12 	100
205020003	12 D 	100
205140003	14 	100
201000015	15 	100
205350003	15 C 	100
201000020	20 	100
201000021	21 	100
201000022	22 	100
201000023	23 	100
201000024	24 	100
201000025	25 	100

Kohlenstoffstahlklingen

Die FEATHER®-Kohlenstoffstahlklingen mit Rostschutzbeschichtung eignen sich für alle chirurgischen Anwendungen.

Bestelldaten

Kohlenstoffstahlklingen

REF	Figuration	VPE
201500010	10 	100
201500011	11 	100
201500012	12 	100
201500015	15 	100
201500020	20 	100
201500021	21 	100
201500022	22 	100
201500023	23 	100
201500024	24 	100

Griffe

Die FEATHER®-Griffe eignen sich für Kohlenstoffstahl- und Edelstahlklagen.

Ansicht



Bestelldaten


Griffe

REF	Ausführung	Figuration	Größe	Material	VPE
202000003	Standard	10 - 15	3	Edelstahl	10
202000004	Standard	20 - 25	4	Edelstahl	10
202000007	Standard	10 - 15	7	Edelstahl	10
202010003	Lang	10 - 15	3L	Edelstahl	10
202010004	Lang	20 - 25	4L	Edelstahl	10
208800077	Standard	10 - 15	3DLC	Diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung (DLC)	10
208800078	Standard	20 - 25	4DLC	Diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung (DLC)	10
208800079	Standard	10 - 15	7DLC	Diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung (DLC)	10
208800080	Rund	10 - 15	3T	Titan	1

Klingenzange

Die FEATHER® Klingenzange ermöglicht ein einfaches und kontaktfreies Entfernen kontaminierter Klagen.

Ansicht



Vorteile

- ▶ Optimale Sicherheit für den Anwender
- ▶ Lange Lebensdauer
- ▶ Einfache, intuitive Anwendung

Technische Daten

- ▶ Für Klingensfigurationen: 10-15, sowie 370, 390, 390c
- ▶ Für FEATHER®-Griffe: No. 3, No. 3L, No. 7
- ▶ Material: Edelstahl

Bestelldaten

Klingenzange

REF	VPE
206000002	1

Klingentferner

Ansicht




Standard Klingentferner



Handgroßer Klingentferner

Handhabung



Allgemeine Vorteile

Anwenderfreundlich

Der FEATHER® Klingentferner ermöglicht eine sichere und einfache Entfernung gebrauchter Einmalklingen aus Skalpellgriffen jeder Art und Größe.

Sicher und hygienisch

Die Vermeidung eines direkten Kontakts mit den Klingen bietet dem medizinischen Personal einen größtmöglichen Schutz vor Infektionen.

Einwegprodukt

Ist der kostengünstige Klingentferner mit gebrauchten Klingen gefüllt, kann er einfach entsorgt werden.

Gebrauchsanleitung

- ① Stellen Sie sicher, dass die richtige Seite der Klinge nach oben zeigt und schieben Sie dann die Klinge in den Schlitz des Klingentferners, bis sie auf den Anschlag trifft.
- ② Drücken Sie leicht den Knopf oben auf dem Klingentferner.
- ③ Ziehen Sie den Griff heraus. Die entfernte Klinge fällt gefahrlos in den geschlossenen Klingentferner.

Bestelldaten

Klingentferner

REF	Ausführung	VPE
201090000	Standard Klingentferner	1
201091000	Handgroßer Klingentferner	1

Ansprechpartner

Haben Sie Fragen?

Unser Customer Solutions Team berät Sie gern.

service@pfmmedical.com

+49 (0)2236 9641-220

+49 (0)2236 9641-51

pfm medical ag
Wankelstraße 60
50996 Köln, Germany

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485

Hersteller

FEATHER® Safety Razor Co. Ltd., 3-70, Ohयोdo-Minami 3-Chome Kita-Ku, Osaka 531-0075, Japan, CE 0123

Exklusivvertrieb für Europa

pfm medical ag, Wankelstr. 60, 50996 Köln, Deutschland