

Adapter für VITLAB® continuous E/RS

Zum sicheren Aufschrauben der Büretten auf Reagenzienflaschen mit NS-Hals, Schraubgewinde GL oder Sägezahnsgewinde S.

Bezeichnung	Außengewinde	Flaschenhals	VE	Art.-Nr.
NS-Adapter, PP	GL 32	NS 19/26	1	1670066
NS-Adapter, PP	GL 32	NS 24/29	1	1670067
NS-Adapter, PP	GL 32	NS 29/32	1	1670068
Gewindeadapter, PP	GL 32	GL 28	1	1670155
Gewindeadapter, PP	GL 38	GL 32	1	1670085
Gewindeadapter, PP	GL 45	GL 32	1	1670180
Gewindeadapter, PP	GL 45	GL 38	1	1670110
Gewindeadapter, PP	GL 45	S 40	1	1670120
Gewindeadapter, ETFE	GL 32	GL 28	1	1670080
Gewindeadapter, ETFE	GL 32	GL 38	1	1670090
Gewindeadapter, PTFE	GL 38	GL 32	1	1670095
Gewindeadapter, ETFE	GL 45	GL 32	1	1670100
Gewindeadapter, ETFE	GL 45	GL 38	1	1670115
Gewindeadapter, PTFE	GL 45	S 40	1	1670125



Trockenrohr für VITLAB® continuous E/RS

PP, transparent, ohne Füllung. Direkt an die Bürette anschließbar.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Trockenrohr, PP, ohne Füllung	1	1671095



Teleskop-Ansaugrohr für VITLAB® continuous E/RS

Zum Ansaugen von Titriermedium aus Flaschen mit unterschiedlicher Höhe.

Bezeichnung	Länge mm	VE	Art.-Nr.
Teleskop-Ansaugrohr, FEP, ETFE, PTFE	200 - 350	1	1671085



Gewindeflaschen für VITLAB® continuous E/RS

Gewindeflaschen aus Braunglas (Natron-Kalk-Glas) mit einer Ethylen-Acrylat-Beschichtung.

Volumen ml	Gewinde GL	Form	VE	Art.-Nr.
1000	45	quadratisch	1	1671500
2500	45	rund	1	1671510

