



## Patch thermocollant pour jeans Coeur

- patch thermocollant pour rapiécer et renforcer des tissus en jeans
- matériau : 100% coton
- contenu : 2 pièces

### Application :

Mettre le tissu à l'envers. Découper les patch tout autour en chevauchant d'au moins 1 cm, arrondir les coins.

Placer le patch côté enduit vers le bas.

Pour le coton et le lin, régler le fer à repasser sur la position 3 et repasser pendant env. 45 - 60 secondes en exerçant une pression ferme.

Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale autorisée, repasser pendant environ 45 - 60 secondes.

Pour ne pas endommager le patch, placer dessus un tissu fin. Retourner le vêtement et appuyer avec le fer pendant env. 25 - 30 secondes. Repassage à sec uniquement - sans pattemouille - sans vapeur

### Instructions d'entretien :

Lavage normal à 40 °C, ne pas mettre à la javel, ne pas sécher dans le sèche-linge, repassage jusqu'à la position 3 ou jusqu'à une température maximale de 200 °C possible, nettoyage par voie humide professionnel



Patch thermocollant pour jeans Coeur, bleu foncé

Patch thermocollant pour jeans Coeur, bleu moyen

Patch thermocollant pour jeans Coeur, noir

Patch thermocollant pour jeans Coeur, rose

Patch thermocollant pour jeans Coeur, rouge

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Patch thermocollant pour jeans Coeur	(L)85 x (H)105 mm	bleu foncé	2	34321	53500518
	(L)85 x (H)105 mm	bleu moyen	2	34323	53500519
	(L)85 x (H)105 mm	noir	2	34325	53500520
	(L)85 x (H)105 mm	rose	2	34338	53500522
	(L)85 x (H)105 mm	rouge	2	34326	53500521