

# IVRAXOMAT<sup>®</sup> VARIO ECO



## Spendersystem für 1.000 ml- und 2.000 ml-Varioflaschen

- sehr robuste Kunststoffausführung
- einfach in der Handhabung und Befüllung
- absolut hygienisches System
- kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- optimale Restentleerung der Flaschen


# IVRAXOMAT® VARIO ECO

## Spendersystem für 1.000 ml- und 2.000 ml-Varioflaschen

### Produktbeschreibung

Der robuste und abschließbare Spender IVRAXOMAT® VARIO ECO ist einsetzbar in Waschräumen der Industrie, in Werkstätten, Gastronomie und öffentlichen Gebäuden. Der Spender ist geeignet für die 1.000 ml und 2.000 ml-Varioflaschen der Firma Peter Greven Physioderm.

### Abmessungen



Breite: ca. 126 mm  
Tiefe: ca. 130 mm  
Höhe inkl. Hebel:  
ca. 351 mm


### Produkteigenschaften

- Spendersystem für 1.000 ml- und 2.000 ml-Varioflaschen
- aus robustem Kunststoff
- abschließbar (Sollte kein Bedarf für die Abschließbarkeit bestehen, kann der beiliegende Drehknopf in das Schloss gesteckt werden)
- Farbe: grau/weiß
- bei jedem Flaschenwechsel werden alle die mit dem Produkt in Berührung kommenden Teile ausgetauscht
- optimale Restentleerung, da sich die Varioflaschen bei der Produktentnahme zusammenziehen

### Verpackung

Der IVRAXOMAT® VARIO ECO Spender ist einzeln erhältlich. Das notwendige Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.

### Montage



Unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen, die keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Erzeugnisse bedeuten, beruhen auf langjährigen Erfahrungen. Sie sind jedoch – auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter und ausländische Rechtsvorschriften – unverbindlich und befreien unsere Kunden nicht davon, unsere Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen. Stand: 03/2012