

Ampoule de rinçage oculaire QuickRinse, 20 ml, set de 5

- 5 ampoules de 20 ml de solution stérile à 0,9 % de chlorure de sodium
- pour usage seul ou pour recharger la station de premiers secours QuickSafe Basic (réf. 44028)

Exemples d'utilisation :

- pour rincer les impuretés dans l'oeil (**poussière**, saleté, éclats de bois et de métal, etc.)



Ampoule de rinçage oculaire QuickRinse, 20 ml, set de 5

Produit	Contenu	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Ampoule de rinçage oculaire QuickRinse	20 ml	5	REF 44029	8970065