




Stepper de massage gonflable

- les grands picots sur la face avant stimulent les muscles et activent la pompe veineuse
- fonction massante
- face arrière avec revêtement antidérapant
- s'utilise des deux côtés
- le degré de difficulté varie en fonction du niveau d'air
- dimensions gonflé : (L)385 x (P)315 x (H)60 mm
- en PVC
- avec pompe à air et instructions et propositions d'exercices
- capacité de charge max. : 120 kg

Schildkröt offre une grande variété de méthodes d'entraînement et de consignes pour ses produits de fitness. Scanner le QR-Code sur l'emballage pour obtenir des conseils et des tutoriels.

Exemples d'utilisation :

- entraîne la stabilité, l'appui et l'équilibre



Aufblasbarer Massage-Stepper, Verpackung



Stepper de massage gonflable



Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Stepper de massage gonflable	(L)385 x (P)315 x (H)60 mm	noir		960232	9800887