

Modelliermasse-Set SOFT, 12er Set

- ofenhärtend innerhalb von 30 Minuten bei 110 °C
- weich und soft für schnelle Erfolgserlebnisse
- leicht zu mischen
- sofort modellierfähig

"Basic": 12 Halbblocke Modelliermasse à 25 g, sortiert in den Farben weiß, limone, himbeere, indischrot, brillantblau, Pfefferminz, mandarine, tropischgrün, pflaume, caramel, delfingrau und schwarz

"Brilliant": 12 Halbblocke Modelliermasse à 25 g, sortiert in den Farben weiß, limone, indischrot, pazifikblau, Pfefferminz, flamingo, manderine, apfelgrün, smaragdgrün, purpur, lavendel, taupe

"Pastel": 12 Halbblocke Modelliermasse à 25 g, sortiert in den Farben weiß pastell-vanille, antik rosa, pastell-rosé, pastell-aqua, pastell-pfirsich, hautfarben, pastell-minze, pastell-flieder, sahara, delfingrau, taupe

"Natural": 12 Halbblocke Modelliermasse à 25 g, sortiert in den Farben weiß, sonnengelb, kirschrot, windsorblau, manderine, hautfarben, grüne olive, sahara, schokolade, cognac, delfingrau, schwarz

"Fashion": 12 Halbblocke Modelliermasse à 25 g, sortiert in den Farben metallic-perlmutter, metallic-gold, metallic-kupfer, antik rosa, roségold, calypso blau, flamingo, grüne olive, royal violett, lichtsilber, taupe, schwarz

Für wen geeignet:

- Modellierspaß für die ganze Familie



Modelliermasse-Set
SOFT "Basic", 12er Set



Modelliermasse-Set
SOFT "Brilliant", 12er Set



Modelliermasse-Set
SOFT "Fashion", 12er Set



Modelliermasse-Set
SOFT "Natural", 12er Set



Modelliermasse-Set
SOFT "Pastel", 12er Set

Produkt	Ausführung	Inhalt	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Modelliermasse-Set "Basic", 12er Set	ofenhärtend	12 x 25 g	farbig sortiert	8023 C12-1	57890402
Modelliermasse-Set "Brilliant", 12er Set	ofenhärtend	12 x 25 g	farbig sortiert	8023 C12-2	57890403
Modelliermasse-Set "Fashion", 12er Set	ofenhärtend	12 x 25 g	farbig sortiert	8023 C12-5	57890406
Modelliermasse-Set "Natural", 12er Set	ofenhärtend	12 x 25 g	farbig sortiert	8023 C12-4	57890405
Modelliermasse-Set "Pastel", 12er Set	ofenhärtend	12 x 25 g	farbig sortiert	8023 C12-3	57890404