



## Station de premiers secours "Mini", équipé

- en plastique ABS
- présentation claire et instructions précises
- les pansements sont extraits du distributeur en tirant vers le bas, ce qui permet d'éviter de souiller les autres pansements
- lors de l'extraction du pansement, le papier de protection est retiré - possibilité de poser le pansement d'une seule main
- durée de conservation: 5 ans

### contenu:

- 1 x pansement hémostatique 4-in-1 , universel
- 3 x pansements hémostatiques 4-in-1, mini
- 1 x distributeur de pansements Salvequick (45 pansements plastiques, 40 pansements textiles)
- 1 clé pour le restockage

**Remarque: contenu non conforme à DIN 13157**

### Exemples d'utilisation:

- idéal dans de petites pièces
- pour compléter l'équipement de premiers secours existant



Station de premiers secours "Mini", équipé

Produit	Modèle	Dimensions	Matière	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Station de premiers secours "Mini"	équipé	(L)250 x (P)50 x (H)400 mm	plastique ABS	vert	191400	8910002