

Cutimed® Gelling Fiber

Feucht haltende, gelbildende Hydrofaser

NEU



STARK

Leistungsstarkes, vertikales Exsudatmanagement mit hoher Retentionsleistung – auch unter Kompression



SICHER

Schließt Exsudat und Bakterien ein



FORMSTABILES GEL

Passt sich gut dem Wundbett an durch minimales Schrumpfen
Lässt sich ohne Rückstände in einem Stück entfernen



AUTOLYTISCHES DÉBRIDEMENT

Fördert die Wundheilung

Cutimed®

Cutimed® Gelling Fiber

Effektives Exsudatmanagement zur Unterstützung der Wundheilung
– auch unter Kompression

Leistungsstarkes, vertikales Exsudatmanagement

- Effektive Weitergabe von Exsudat aus dem Wundbett in den Sekundärverband
- ▶ **Reduktion des Mazerationsrisikos**

Geeignet für Kompressionstherapie

- Effektive Retentionsleistung schließt Exsudat und Keime ein
- ▶ **Unterstützung des Wundheilungsprozesses**

Einfache und leichte Anwendung


- Formstabilen Gel lässt sich leicht in einem Stück ohne Rückstände entfernen
- ▶ **Sicherheit in der Anwendung**

Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus und Wundreinigungseffekt inklusive

- Autolytisches Débridement: Reduktion des Anteils fibrinöser Belege
- Hohe Anpassung an den Wundgrund: Minimierung des Risikos von Exsudatansammlungen in Hohlräumend
- ▶ **Förderung der Wundheilungsbedingung**

Patientenfreundlich

- Effektives Gelieren verhindert ein Verkleben mit der Wunde
- ▶ **Für einen schmerzreduzierten Verbandwechsel**



Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen der Cutimed® Gelling Fiber

www.cutimed.de



Bestellinformationen Cutimed® Gelling Fiber

Die PZN für das Rezept



Produktbeschreibung	Größe	Bestell-Nr.	Inhalt	BE/VE	PZN
Kompresse	5 x 5 cm	7121800	10 St.	1/10	16760322
Kompresse	10 x 10 cm	7121801	10 St.	1/10	16760339
Kompresse	15 x 15 cm	7121802	5 St.	1/5	16760345
Tamponade	2 x 45 cm	7121806	5 St.	1/5	16760380