



Bandage élastique

- idéal comme bandage de soutien et de fixation
- élasticité optimale
- avec attaches de fixation
- doux pour la peau
- respirant

Remarque:

Poser la bande sans trop serrer, elle doit rester agréable à porter. Si vous ressentez des fourmis ou une sensation d'engourdissement, retirez la bande et repositionnez-la en serrant moins.

Exemples d'utilisation:

- idéal pour une utilisation régulière comme bandage de soutien ou de fixation, pour le sport et les loisirs
- le bandage respirant offre une élasticité optimale, stabilise, soutien et soulage les articulation, tendons et muscles
- le bandage peut être utilisé pour fixer de la glace ou des compresses froides
- enrouler plusieurs fois le bandage élastique autour de la zone à traiter et couper à la longueur souhaitée
- la fin du bandage est à fixer à l'aide des deux attaches



Bandage élastique



Visuel de référence: Montre le produit en utilisation

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Bande élastique	élastique / respirant	(l)100 mm x (L)3 m	couleur chair		99222	6499222