


Tape-Versorgung und Prävention von Kopf bis Fuß!


Sportverletzungen effektiv vorbeugen und behandeln.



MECRON Elastic Tape Strong




MECRON Elastic Tape



MECRON X-patch



MECRON Underwrap



MECRON Pre-Tape



MECRON Standard Tape



Coolaris®

MECRON

MECRON Elastic Tape

Elastisches Tape für die Kinesiologie



MECRON Elastic Tape
Counter Display
(6 Tapes)

- > gegen Muskelbeschwerden
- > Stimulation der Nervenbahnen
- > Förderung des Blutkreislaufes
- > elastisch und ca. 30% dehnbar


> 1 Größe: 5 cm x 5 m

Das MECRON Elastic Tape ist ein elastisches Sport- und Therapie-tape für die Verwendung in der angewandten Kinesiologie.

Es ist wie unsere Haut ca. 30% dehnbar. Im Sportbereich wurde das kinesiologische Tapes ursprünglich nur im Profibereich eingesetzt. Heute wird diese Technik weltweit in vielen Bereichen des Sports ebenso erfolgreich verwendet, wie bei Patienten in physiotherapeutischer Behandlung.

Das Tape wird gegen Muskel-, Faszien- oder Sehnenbeschwerden und zur Leistungsverbesserung durch permanente Stimulation der Rezeptoren eingesetzt. Der natürliche Heilungsprozess wird durch die bessere Durchblutung im getapten Bereich gefördert.

Technische Daten: Das MECRON Elastic Tape besteht aus Baumwolle, Spandex (für die Elastizität) und Acrylklebstoff. Das Tape ist hautfreundlich, wasserresistent und in fünf Farben erhältlich.



Längsstreifen im Wellenmuster des Klebers
verbessern die Verdunstung von Schweiß




Die klinische Wirksamkeit von kinesiologischen Tapes ist fachlich umstritten und nicht durch Studien wissenschaftlich erwiesen.

MECRON Elastic Tape Strong

MECRON X-patch

Elastisches Tape für die Kinesiologie

Gitter-Tape



- > gegen Muskelbeschwerden
- > Stimulation der Nervenbahnen
- > Förderung des Blutkreislaufes
- > extra hohe Haftkraft, ideal für Sportler
- > zur Leistungsverbesserung
- > elastisch und ca. 30% dehnbar

> 1 Größe: 5 cm × 5 m

Das MECRON Elastic Tape Strong wurde speziell für Sportler entwickelt. Die hohe Klebkraft verhindert ein frühzeitiges Lösen vom Körper durch erhöhtes Schwitzen oder häufiges Duschen. Auch für Wassersportler ideal geeignet.

Das Tape wird zur Behandlung von Muskel-, Faszien- und Sehnenbeschwerden verwendet. Durch kontinuierliche Stimulation der Hautrezeptoren kann eine Leistungsverbesserung erreicht werden. Der natürliche Heilungsprozess wird durch eine verbesserte Durchblutung beschleunigt.

Technische Daten: Das MECRON Elastic Tape Strong besteht aus Baumwolle, Spandex (für die Elastizität) und Acrylklebstoff. Das Tape ist hautfreundlich, wasserresistent und in zwei Farben erhältlich.



MECRON Elastic Tape Strong
Counter Display
(6 Tapes)



- > Behandlung von Triggerpunkten
- > Behandlung von Schmerzpunkten
- > Behandlung von Akupunkturbahnen
- > Narbentlastung

> 3 Größen, je 20 Blatt:

à 9 Tapes 2,8 × 2,1 cm, à 6 Tapes 3,5 × 2,5 cm, à 2 Tapes 5,2 × 4,5 cm

Das MECRON X-patch eignet sich zur Behandlung von Schmerz- und Triggerpunkten sowie von Akupunkturbahnen. Auch Verklebungen der Faszien unter Narben werden gelöst.

Das MECRON X-patch ist wasserresistent und kann mehrere Tage ohne Einschränkung getragen werden.

Technische Daten: Das MECRON X-patch wird aus einem unelastischen Nylongewebe mit Acrylkleber hergestellt. Es ist in drei Größen erhältlich.



MECRON Underwrap

Kohäsive elastische Unterzugbinde



- > hautfreundlicher Unterzug
 - > schützender, selbsthaftender Überzug
 - > Fixierung von Verbänden, Schienen etc.
 - > elastisch und extra dünn gewebt
- > 3 Größen: 6 cm × 4 m, 8 cm × 4 m, 8 cm × 20 m

Die MECRON Underwrap eignet sich als Unterzug bei funktionellen Verbänden sowie als schützender Überzug bei Gipsverbänden und Zinkgelverbänden sowie zur Befestigung von Polstermaterial.

Technische Daten: Die hautfreundliche Unterzugbinde besteht aus 60% Polyamid und 40% Baumwolle. Das extra dünne Gewebe trägt kaum auf. Das Material enthält Naturkautschuk-Latex. Die MECRON Underwrap ist in drei Größen erhältlich.



MECRON Pre-Tape

Schaumstoff-Unterzugbinde



- > als Hautschutz zur Unterpolsterung bei Tapeverbänden
 - > anschmiegsam
 - > offenporig
 - > zur Fixierung von Polstermaterial bei Cast- und Gipsverbänden
- > 1 Größe: 7 cm × 27 m

Das MECRON Pre-Tape wird als Unterzug unter Tapeverbänden zum Schutz der Haut und zur Fixierung von Polsterbinden bei Gipsverbänden verwendet.

Die dünne, blaue Schaumstoffbinde ist offenporig und wasserabweisend. Der anschmiegsame Schaumstoff ist einfach anzuwenden, sehr hautfreundlich und nimmt keine Feuchtigkeit auf.

Technische Daten: Das MECRON Pre-Tape besteht aus Polyurethan (PU-Schaumstoff) und ist in einer Größe erhältlich.



MECRON Standard Tape

Coolaris®

Unelastisches Stabilisierungstape

Elastische Zinkleim-Kühlbandage



- > zur Stabilisierung von Gelenken und Muskeln
- > als Alternative zu Bandagen
- > individuelle Anpassung an den Körper
- > unelastisch

> 1 Größe: 3,8 cm × 10 m

Das MECRON Standard Tape ist ein unelastisches Tape und wird zur Stabilisierung von Gelenken und Muskeln eingesetzt.

Die Verwendung dieses Tapes ist weltweit bekannt. Es bietet gerade im Sportbereich eine gute Alternative zu Bandagen, da es individuell den Gegebenheiten, wie Sportart, Verletzungsrisiko und Physiologie des Trägers angepasst werden kann.

Technische Daten: Das MECRON Standard Tape besteht aus Baumwolle und Zinkoxid-Kleber und ist in einer Größe erhältlich.



MECRON
Standard Tape Box
(12 Tapes)



- > halbstarrer Stützverband
- > bei Verstauchungen, Verrenkungen, Zerrungen, Prellungen, Sehnscheidenentzündungen
- > kühlt sofort ohne Vorkühlung
- > bis zu 5 Stunden Kühlzeit

> 1 Größe: 8 cm × 5 m

Die Coolaris® ist eine universell einsetzbare Zinkleim-Kühlbandage für die schnelle und effektive Erste Hilfe.

Während der Aushärtungsphase ist der Verband durch den hohen Wasseranteil in der Hydrokolloidmatrix sensitiv kühlend. Natriumalginate und Zinkoxid wirken bis tief ins Gewebe und beschleunigen den natürlichen Heilungsprozess. Einmal ausgehärtet stützt die Coolaris® Bandage bei vielen Alltags- und Sportverletzungen wie Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen oder Verrenkungen. Da diese hautverträgliche Rezeptur ganz ohne Alkohol und Öle auskommt, kann die Coolaris® auch direkt auf Schürfwunden und leichte Verbrennungen aufgelegt werden.

Technische Daten: Das Trägermaterial ist ein Mullbindengewebe (69% Viskose, 31% Polyamid). Die kühlende Zinkpaste ist eine Hydrokolloidmatrix in Verbindung mit Natriumalginate und Zinkoxid. Die Coolaris® ist in einer Größe erhältlich.



Artikelliste

ART.-NR. FARBE INHALT

MECRON Elastic Tape

Größe: 5,0 cm × 5,0 m

DKT-R	Rot
DKT-B	Blau
DKT-S	Schwarz
DKT-H	Beige
DKT-G	Gelb

MECRON Elastic Tape Counter Display

DKT-SORTIMENT

INHALT: 2 × DKT-B Blau
1 × DKT-R Rot
1 × DKT-S Schwarz
1 × DKT-H Beige
1 × DKT-G Gelb

MECRON Elastic Tape Strong

Größe: 5,0 cm × 5,0 m

DKT-P	Pink
DKT-L	Türkis

MECRON Elastic Tape Strong Counter Display

DKT-SORTIMENT-STRONG

INHALT: 3 × DKT-P Pink
3 × DKT-L Türkis

ART.-NR. GRÖSSE

MECRON X-patch

Farbe: Beige

DGT1	2,8 × 2,1 cm	20 Blatt á 9 Tapes
DGT2	3,5 × 2,5 cm	20 Blatt á 6 Tapes
DGT3	5,2 × 4,5 cm	20 Blatt á 2 Tapes

MECRON Underwrap

Farbe: Beige

DUW-6	6,0 cm × 4,0 m
DUW-8	8,0 cm × 4,0 m
DUW-20	8,0 cm × 20,0 m

MECRON Pre-Tape

Farbe: Blau

PRE-TB	7,0 cm × 27,0 m
--------	-----------------

MECRON Standard Tape

Farbe: Weiß

DST	3,8 cm × 10,0 m
-----	-----------------

MECRON Standard Tape Box

DST-12

INHALT: 12 × DST (ohne Umverpackung)

Coolaris®

Farbe: Weiß

CKB8	8,0 cm × 5,0 m
------	----------------

Kombipack: Coolaris® + MECRON Underwrap

CUW8

INHALT: 1 × MECRON Underwrap (8,0 cm × 4,0 m)
1 × Coolaris®

