

HYGO STAR
 franz
manych
 HYGIENE -
 natürlich von Mensch

Flacon de solution oculaire

Secours d'urgence pour les yeux - professionnel et très efficace

- flacon stérilisé pour lavage oculaire avec solution de chlorure de sodium
- bien toléré par le corps
- temps de rinçage: 1 flacon = 5 minutes (15 minutes recommandées selon la gravité du cas)
- fermeture sûre contre les manipulations
- avec tête de rinçage ergonomique pour un nettoyage doux et ciblé de l'œil
- conforme à la norme DIN 15454 pour les flacons de lavage des yeux

Indication: les solutions de rinçage pour les yeux sont des produits à usage unique, les flacons ouverts ne sont plus stériles et devraient être éliminés

Exemples d'utilisation:

- pour nettoyer l'œil des corps étrangers (poussière, salissure, éclaboussures de bois et métal etc.)
- pour un usage général sauf pour l'argent
- utilisable aussi pour les acides et les bases



Solution oculaire

| Produit | Contenu | Conditionné | Numéro de fabricant | Code |
|-----------------------------|---------|-------------|---------------------|---------|
| Flacon de solution oculaire | 500 ml | | 50010 | 6495064 |