

miro-lan

Kompressionsbinde - Kurzzug



miro-lan ist eine hautfreundliche, hautfarbene Kurzzugbinde aus 100% Baumwolle. Auch nach längerem Tragen und mehrmaligem Waschen behält die Binde ihre Elastizität bei. Unempfindlich gegen Fette, Salben und Schweiß. Fixierte Bindendenenden verhindern das Ausfransen. Mit Verbandklammern.

Anwendungsgebiete:

- für Stütz-, Kompressions-, und Entlastungsverbände
- für Versorgungen im phlebologischen und lymphologischen Fachbereich

Bestellinformationen:

| Breite | Art-N° | PZN | Länge | VE |
|--------|--------|----------------|--------|--------|
| 6cm | 22006 | 06854163 | ca. 5m | 10 St. |
| 8cm | 22008 | 06854186 | ca. 5m | 10 St. |
| 10cm | 22010 | 06854192 | ca. 5m | 10 St. |
| 12cm | 22012 | 06854200 | ca. 5m | 10 St. |
| 15cm | 22015 | nicht gelistet | ca. 5m | 10 St. |

(Länge gedehnt)

Materialzusammensetzung:

100% Baumwolle

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

| | |
|--|---------------------------------|
| Dehnung ca. (in %): | 80% |
| Sterilisation: | unsteril |
| waschbar bis: | 60°C |
| CE-Kennzeichnung: | CE |
| Zolltarifnummer: | 3005.9050 |
| Haltbarkeit: | entfällt |
| Klassifizierung: | I unsteril |
| Anhang: | I und VII, nach RL 93/42 EWG |
| Regel: | 1 |
| Produkt zum einmaligen Gebrauch | nein |

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
D-51674 Wiehl
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
info@miro-verbandstoffe.de
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.