## Art. 483 Desinfizierende Reinigungstücher

| Eigenschaften    | Desinfizierende Reinigungstücher 483 sind eine alkoholfreie Schnelldesinfektion für Gegenstände und Flächen. Die verwendete Desinfektionslösung ist viruzid gegen gehüllte Viren wie z.B. HIV/HBC/HCV, Rotavirus, BVDV, Vaccinia, Influenza und Corona. Einfache und sichere Anwendung.                                     |
|------------------|---|
| Einsatzgebiet    | Zur Flächendesinfektion in allen Bereichen, Praxen, Schulen, Kindergärten und Industriebetrieben.   |
| Vorteile         | Desinfizierende Reinigungstücher 483 sind gebrauchsfertig, benetzen die Oberflächen gleichmäßig und bilden keine sichtbaren Rückstände. Die gute Materialverträglichkeit gestattet eine universelle Anwendung und schont dabei sensible Oberflächen wie Acrylglas oder Polycarbonatglas. Es wirkt reinigend und fettlösend. |
| Anwendung        | Flächen und Gegenstände mit desinfizierenden Reinigungstüchern 483 gleichmäßig benetzten. Mindestens 1 Minute einwirken lassen und ggf. mit einem Tuch abwischen. Einwirkzeiten sind Mindestzeiten.   |
| Technische Daten | <ul> <li>- 100 Tücher in Spenderdose</li> <li>- Tuch-Maße 130x150mm</li> <li>- getränkt mit alkoholfreier Schnelldesinfektionslösung</li> <li>- Med. BAuA Reg.Nr. N-87539</li> </ul>  |
| Artikelnummer    | 483.100.000 Desinfizierende Reinigungstücher Optional in kundenspezifischen Aufmachung (Privat Label) erhältlich  |



