

MASCARILLA QUIRURGICA

EN 14683:2019+AC:2019



Descripción

Mascarilla quirúrgica TIPO IIR testada según número de informe GZHT02295856

- Eficacia de la filtración bacteriana BFE : 99,90%

- Respirabilidad Presión diferencial : 25.9

Filtra las partículas emitidas por el usuario durante la respiración.

Protege frente a agentes biológicos, partículas y aerosoles (no válida para gases).

Alta respirabilidad. Puente de la nariz moldeable.

Tamaño: 17,5 cm x 9,5 cm.

Fabricada en capas de polipropileno.

Caja de 50 unidades.

Recomendaciones

Almacenamiento: mantener la máscara lo más plana posible.

No doblar la pinza nasal con frecuencia para prolongar la vida útil de la máscara.

Desechable, 4 horas de uso continuado.

Adecuada para la protección de las personas próximas en un entorno de riesgo biológico

