



HÄNDE-/HAUT-
REINIGUNG/PFLEGE

Wasa®-Soft

Haut-Waschlotion

Für empfindliche oder stark
beanspruchte Haut

Lotion nettoyante pour la peau
sensible ou soumise à de
nombreux lavages



LYSOFORM

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Wasa®-Soft

INGREDIENTS

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Alcohol Denat., Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-200 Glyceryl Hydrogenated Palmitate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum, Sorbic Acid, Citric Acid, Dibutyl Adipate, CI 42090, CI 47005

EIGENSCHAFTEN

- Wasa®-Soft reinigt schonend und gründlich, selbst bei starker Verschmutzung
- sehr gute Verträglichkeit auch bei Anwendung alkoholischer Hände-Desinfektionsmittel,
- ist auch bei empfindlicher Haut gut verträglich,
- erhält den natürlichen Schutzmantel der Haut,
- bildet einen milden Schaum, hat einen angenehmen Geruch,
- hinterlässt keinen Kalkseifenrand,
- alkalifrei,
- hautneutraler pH-Wert.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Wasa®-Soft eignet sich wegen seiner Hautverträglichkeit für den regelmäßigen Gebrauch und ist besonders zu empfehlen, wenn aus beruflichen Gründen häufige Waschungen notwendig sind,
- vor der chirurgischen und nach der hygienischen Hände-Desinfektion,
- zum Waschen und Duschen,
- zur allgemeinen Körperreinigung,
- bei Empfindlichkeit gegen alkalische Seifen.

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Hände bzw. Haut anfeuchten, mit Wasa®-Soft waschen, gut abspülen und abtrocknen. Für Schaumbäder und Körperwaschungen entsprechend mehr Wasa®-Soft nehmen.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

20 x 500 ml-Flasche	Art.-Nr. 4845
12 x 1 Liter-Flasche	Art.-Nr. 4875
2 x 5 Liter-Kanister	Art.-Nr. 4895

Zubehör

Lydos F-Wandspender für 500 ml-Flasche	Art.-Nr. 5810
Lydos 1000-Wandspender für 1000 ml-Flasche	Art.-Nr. 5763
Wandspender ELS 25 für 500 ml-Flasche	Art.-Nr. 4749
Wandspender TLS 25 für 1 Liter-Flasche	Art.-Nr. 5764

Mode d'emploi

A lire attentivement!

Wasa®-Soft

INGREDIENTS

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Alcohol Denat., Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-200 Glyceryl Hydrogenated Palmitate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum, Sorbic Acid, Citric Acid, Dibutyl Adipate, CI 42090, CI 47005

PROPRIÉTÉS

- Wasa®-Soft nettoie la peau en douceur et en profondeur, même en cas de salissure importante
- très bonne tolérance, même en cas d'utilisation régulière de désinfectants pour les mains à base d'alcool
- est bien supporté par les peaux sensibles
- ne détruit pas l'équilibre physiologique de la peau
- formation d'une mousse légère et agréablement parfumée
- ne laisse pas de dépôt calcique dans la baignoire/le lavabo
- ne contient pas de substances alcalines
- le pH correspond à celui de la peau

DOMAINES D'APPLICATION

- Wasa®-Soft est très bien toléré par la peau et peut donc être utilisé de façon régulière, par exemple lorsque pour des raisons professionnelles, il est nécessaire de se laver fréquemment les mains
- utiliser avant la désinfection „chirurgicale“ des mains et après la désinfection „hygiénique“ des mains
- pour la toilette, la douche
- pour l'hygiène corporelle en général
- en cas d'hypersensibilité vis-à-vis des savons alcalins

MODE D'UTILISATION/DOSAGE

Mouiller les mains/la peau; laver avec le Wasa®-Soft, bien rincer et sécher. Pour les bains moussants et la toilette, utiliser une quantité de Wasa®-Soft plus importante.

CONDITIONNEMENT/UNITÉS D'ENVOI

20 x 500 ml flacon	Art.-Nr. 4845
12 x 1 litre flacon	Art.-Nr. 4875
2 x 5 litres bidon	Art.-Nr. 4895

Accessoires

distributeur mural type Lydos F pour le flacon de 500 ml	Art.-Nr. 5810
distributeur mural type Lydos 1000 pour le flacon de 1000 ml	Art.-Nr. 5763
distributeur mural ELS 25 pour le flacon de 500 ml	Art.-Nr. 4749
distributeur mural TLS 25 pour le flacon de 1 litre	Art.-Nr. 5764

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant – Nous vous rappellerons aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de



LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14