

# WSTA2 PYROPEN JUNIOR

Artikel Nr.: T0151618199



## Benefits

- > Gasentzündung durch Feuerzeug
- > Stiftform


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Vorheizplatten



Reinigung



Lötlspitzen



Technical Data

Active Tip Heizkörper-Technologie	---
Power Response Heizkörper-Technologie	---
Silver Line Heizkörper-Technologie	---
Spannung	---
Leistung	---
Spitzenfamilie	71-xx
Versorgungseinheit	---
WX kompatibel	---
Temperaturbereich °C	tbd - 450
Temperaturbereich °F	tbd - 842
Aufheizzeit	---
Sicherheitsablage	---
Sicherheitsablage (optional)	---
Spitzenhülse	---
Integrierte Direktabsaugung	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE