



Inhaltsverzeichnis

REF	Bezeichnung	Menge	ME	Bedarf
	WERO Austausch-Set DIN 13157 Allround, detektierbar			
REF 206525	Verbrauchsmaterial, detektierbare Pflaster, Sterilprodukte			
	Erweitertes Austausch-Set mit Weroplast AquaFlex Detect			
5 10 04	WERO CoolPack Midi Sofort-Kältekomresse, Fläche: min. 200 qcm	1	Stück	
5 10 66	Werosalin Wund- und Hautreinigungstuch Tuchmaße: 14,2 x 16 cm, Tränkflüssigkeit: NaCl	4	Stück	
7 10 05	WERO Augenkomresse oval, 6x8 cm, steril, 1 Stk aus Baumwollwatte, beidseitig umhüllt,	2	Stück	
7 10 20	Mullkomresse Wero8, steril, 5x5cm 2 Stk/Pkg, Verbandmull DIN EN 14079, 17-fädig	2	Pack	
7 10 67	Werozell Komresse 10x10 cm, steril beschichtete Vliesstoffkomresse, nicht	6	Stück	
11 00 09	Werotex Selbstklebende Pflasterbinde, steril, PE-beschichtete Wundauflage 4x6cm	1	Stück	
11 00 23	Werofix Schnellverband, steril PE-beschichtete Wundauflage 4 x 6cm	1	Stück	
12 00 66	WERO Verbandpäckchen DIN 13151-K, steril, beschichtete Komresse 6x8 cm, nicht	2	Stück	
12 00 68	WERO Verbandpäckchen DIN 13151-M, steril, beschichtete Komresse 8x10 cm, nicht	4	Stück	
12 00 70	WERO Verbandpäckchen DIN 13151-G, steril, beschichtete Komresse 10x12 cm, nicht	2	Stück	
13 00 32	WERO Verbandtuch DIN 13152-A , 60x80cm, steril, beidseitige Spezialbeschichtung, nicht	1	Stück	
16 00 90	Micaplast-Spulenpflaster, blau, metallfrei 5mx2,5cm, wasserabweisend	1	Stück	
18 07 71	Weroplast AquaFlex Detect Mix für DIN 13157, 30 Stk/Pkg elektromagnetisch detektierbar,	1	Pack	
18 07 72	Weroplast AquaFlex Detect Wundschnellverbände DIN 13157 12 Stk/Pkg,	1	Pack	
18 07 76	Weroplast PowerDetect Perfect Mix, 50 Stk/Pkg elektromagnetisch detektierbar, extra	1	Pack	
20 10 29	Weroplast BlueMamba Schnellpflaster, 1 Stk 3 cm x 5,5 m gedehnt, selbstklebendes	2	Stück	
23 03 56	WERO DuraLine Nitril Einmalhandschuhe nach EN 455 4 Stk/Pkg, Größe L (Gr. 8-9),	1	Pack	
25 00 65	Splitterpinzette n.Feilchenfeld,rostfrei 8,0cm	1	Stück	
26 00 81	WERO Mund-Nasen-Schutz, 2 Stk/Pkg Gesichtsmaske nach DIN EN 14683 Typ 1	1	Pack	
99 04 03	Wellpappe Faltpapier Stanzkiste mit Einsteckdeckel	1	Stück	
99 05 05	Etikett WERO für Austausch-Set DIN 13157 Allround detektierbar	1	Stück	
	Inhaltsverzeichnis	1	Stück	



10/2023

WERO GmbH & Co. KG

Idsteiner Str. 94, 65232 Taunusstein • Tel: +49 6128 9757-0 • Fax: +49 6128 9757-50 • order@wero.de • www.wero.de