



## Patch thermocollant pour jeans

- patch thermocollant pour rapiécer et renforcer des tissus en jeans
- découpable à la dimension souhaitée
- matériau : 100% coton

### Application :

Mettre le tissu à l'envers. Découper les patch tout autour en chevauchant d'au moins 1 cm, arrondir les coins.

Placer le patch côté enduit vers le bas.

Pour le coton et le lin, régler le fer à repasser sur la position 3 et repasser pendant env. 45 - 60 secondes en exerçant une pression ferme.

Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale autorisée, repasser pendant environ 45 - 60 secondes.

Pour ne pas endommager le patch, placer dessus un tissu fin. Retourner le vêtement et appuyer avec le fer pendant env. 25 - 30 secondes. Repassage à sec uniquement - sans pattemouille - sans vapeur

### Instructions d'entretien :


Lavage normal à 40 °C, ne pas mettre à la javel, ne pas sécher dans le sèche-linge, repassage jusqu'à la position 3 ou jusqu'à une température maximale de 200 °C possible, nettoyage par voie humide professionnel



Patch thermocollant pour jeans, beige




Patch thermocollant pour jeans, blanc




Patch thermocollant pour jeans, bleu clair



Patch thermocollant pour jeans, bleu foncé




Patch thermocollant pour jeans, bleu moyen




Patch thermocollant pour jeans, military



Patch thermocollant pour jeans, noir



Patch thermocollant pour jeans, olive



Patch thermocollant pour jeans, rose



Patch thermocollant pour jeans, rouge

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Número de fabricant	Code
Patch thermocollant pour jeans	(L)170 x (H)150 mm	beige			34207	53500514
	(L)170 x (H)150 mm	blanc			34202	53500509
	(L)170 x (H)150 mm	bleu clair			34204	53500511
	(L)170 x (H)150 mm	bleu foncé			34201	53500508
	(L)170 x (H)150 mm	bleu moyen			34203	53500510
	(L)170 x (H)150 mm	military			34209	53500516
	(L)170 x (H)150 mm	noir			34205	53500512
	(L)170 x (H)150 mm	olive			34208	53500515
	(L)170 x (H)150 mm	rose			34218	53500517
	(L)170 x (H)150 mm	rouge			34206	53500513