

## Wisch-Desinfektionsmittel

- anwendungsfertige alkoholfreie Lösung - sofort einsetzbar
- wirksam gegen Bakterien (MRSA), Pilze und behüllte Viren nach RKI (HIV, Grippe, Noro und viele mehr)
- alkoholfrei und hautverträglich
- wirkt schnell - schon nach 1 Minute
- aktive Nachwirkung (Remanenzwirkung): nach dem Verdunsten bleibt ein Film aus Wirkstoffen auf der Oberfläche)

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

### Anwendungsbeispiele:

- für hygienische Flaschenreinigung
- ideal für Medizinprodukte wie Sitze, Patientenliegen, medizinische Geräte, Wannen
- auch für Sonnenbänke geeignet
- für alle Materialien wie Kunststoffe, Lacke, Keramik, Acrylglas, etc.
- für Plexiglas und Inneneinrichtung von Rettungswagen

### Für wen geeignet:

- Pflegebereiche
- Krankenhaus



Wisch-Desinfektionsmittel, 1 Liter Flasche



Wisch-Desinfektionsmittel, 10 Liter Kanister

Produit	Modèle	Contenu	Conditionné	Número de fabricant	Code
Désinfectant pour essuyer	bidon	10 litres		31569	6495069
Wisch-Desinfektionsmittel	Flasche	1 Liter		31566	6495068
Zubehör: Dosierpumpe				31591	6495160