

ROLINE Serviettes de désinfection pour PC, 100 pcs.

Numéro d'article	19.04.4185
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.04.4185
EAN (pièce unique)	7611990759453

roline
Designed for Professionals



Lingettes humides de désinfection et de nettoyage, pour toutes les surfaces en matière plastique et en métal (imprimante, clavier, moniteur (Non appropriés aux TFT), CPU, téléphone, fax etc.). Vite sec, pour un brillant sans trace.

Les bactéries et agents pathogènes peuvent pénétrer dans le corps via les mains et la bouche et le nez, à travers le lieu de travail, comme par exemple les téléphones, claviers ou poignées de porte, qui peuvent être contaminés par des sécrétions contenant des virus. Désinfectant très efficace pour votre lieu de travail!

- Distributeur de 100 lingettes nettoyantes
- Pour détruire les germes et virus sur votre lieu de travail
- Convient pour l'ordinateur, l'imprimante, le clavier, l'écran (ne convient pas pour les TFT), le télécopieur, etc.
- Temps de réaction d'environ une minute
- Une utilisation hebdomadaire est recommandée

Application: prendre un chiffon de nettoyage et retirer la saleté de la surface à nettoyer. Un chiffon suffit pour une surface d'environ 30 x 30 cm.

Indications relatives aux dangers : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Consignes de sécurité : Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de recyclage ou d'élimination approprié conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Remarque:

Utilisez les produits contenant des biocides avec précaution. Il est recommandé de lire l'étiquette et la notice d'information avant toute utilisation.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Produit de nettoyage
Types de produits	produit de nettoyage désinfectant
Couleur	multicolore
Comprend	Distributeur de 100 serviettes de nettoyage
Contenu	100 pièces
Numéro d'enregistrement du biocide	N-57718